



ARTHROSCOPY

+Redamed



Maltepe Mah.Eski ırpıcıyolu Sk.
Merter İş Merkezi D Blok 2/21
034234- Zeytinburnu, İstanbul
+90 532 576 7332
+90 212 482 71 52
info@redamed.com



Endoskope für Arthroskopie
Endoscopes for Arthroscopy
Endoscopios para artroscopía

Ø 4 mm

Arthroskop, autoklavierbar mit integrierter Faser zur Beleuchtung für diagnostische und operative Eingriffe, Ø 4 mm, Arbeitslänge 175 mm:
Knie, Perkutane Nukleotomie, lumbaler Bandscheibenvorfall, für Schulter-Arthroskopie.


Arthroscope, autoclavable, with integrated fiber optic for illumination, for diagnostic and operation, Ø 4 mm, working length 175 mm:
Knee, percutaneous nucleotomy, shoulder arthroscopy.

Artroscopios (ópticas) autoclavables con fibroptica incorporado para intervenciones diagnósticas y operativas, diámetro de 4 mm, largo útil 175 mm:
rodilla, nucleotomía percutánea, hernias lumbales y artroscopía de la espalda y hombro.




Geradeausblick
Direct vision
Vision directa

R400-040175-000




Vorausblick
Foroblique vision
ángulo de

R400-040175-030



Vorausblick
Foroblique vision
ángulo de


R400-040175-045



Seitblick
Lateral vision
ángulo de

R400-040175-070

Arthroskopieschäfte für Endoskope mit Ø 4 mm
Arthroscopy Sheath for endoscopes with Ø 4 mm
Vainas para artroscopia para endoscopios de Ø 4 mm



Trokar-Hülse mit zwei Spülhähnen, drehbar, 4 mm Ø
Trocar sleeve, with two stop cocks rotating, 4 mm Ø
Tubo con dos llaves giratorias, de 4 mm Ø

R414-040175-030

R414-040175-070

mit einem Spülhahn drehbar
with one stop cock rotating
con una llave giratoria

R413-040175-030

R413-040175-070

Obturator 4 mm Ø
Obturator 4 mm Ø
Obturador de 4 mm Ø



scharf / sharp / agudo

R410-040175-001



konisch stumpf / conical blunt / cónico romo

R410-040175-002



stumpf / blunt / romo

R410-040175-003



Endoskope für Arthroskopie
Endoscopes for Arthroscopy
Endoscopios para artroscopía

Ø 2,7 mm

Arthroskop, autoklavierbar mit integrierter Faser zur Beleuchtung für diagnostische und operative Eingriffe,
Ø 2,7 mm, Arbeitslänge 110 mm:
Kleine Gelenke und Karpaltunnel


Arthroscope, autoclavable, with integrated fiber optic for illumination, for diagnostic and operation,
Ø 2.7 mm, working length 110 mm:
small joints and carpal tunnel

Artroscopios (ópticas) autoclavables con fibroptica incorporado para intervenciones diagnósticas y operativas,
diámetro de 2,7 mm, largo útil 110 mm:
articulaciones pequeñas



Geradeausblick
Direct vision
Vision directa


R400-027110-000



Vorausblick
Foroblique vision
ángulo de

R400-027110-030

Arthroskopieschäfte für Endoskope mit Ø 2,7 mm
Arthroscopy Sheath for endoscopes with Ø 2,7 mm
Vainas para artroscopia para endoscopios de Ø 2,7 mm



Trokar-Hülse mit zwei Spülhähnen, drehbar, 2,7 mm Ø
Trocar sleeve, with two stop cocks rotating, 2.7 mm Ø
Tubo con dos llaves giratorias, de 2,7 mm Ø

R414-027110-030

R414-027110-070

mit einem Spülhahn drehbar
with one stop cock rotating
con una llave giratoria

R413-027110-030

R413-027110-070

Obturator 2,7 mm Ø
Obturator 2.7 mm Ø
Obturador de 2,7 mm Ø



scharf / sharp / agudo

R410-027110-001



konisch stumpf / conical blunt / cónico romo

R410-027110-002



stumpf / blunt / romo

R410-027110-003



Endoskope für Arthroskopie
Endoscopes for Arthroscopy
Endoscopios para artroscopía

Ø 2,7 mm

Arthroskop, autoklavierbar mit integrierter Faser zur Beleuchtung für diagnostische und operative Eingriffe,
Ø 2,7 mm, Arbeitslänge 175 mm:
Kleine Gelenke


Arthroscope, autoclavable, with integrated fiber optic for illumination, for diagnostic and operation,
Ø 2.7 mm, working length 175 mm:
small joint

Artroscopios (ópticas) autoclavables con fibraoptica incorporado para intervenciones diagnósticas y operativas,
diámetro de 2,7 mm, largo útil 175 mm:
articulaciones pequeñas




Geradeausblick
Direct vision
Vision directa

R400-027175-000



Vorausblick
Foroblique vision
ángulo de


R400-027175-030



Seitblick
Lateral vision
ángulo de

R400-027175-070

Arthroskopieschäfte für Endoskope mit Ø 2,7 mm
Arthroscopy Sheath for endoscopes with Ø 2,7 mm
Vainas para artroscopia para endoscopios de Ø 2,7 mm



Trokar-Hülse mit zwei Spülhähnen, drehbar, 2,7 mm Ø
Trocar sleeve, with two stop cocks rotating, 2.7mm Ø
Tubo con dos llaves giratorias, de 2,7 mm Ø

R414-027175-030

R414-027175-070

mit einem Spülhahn drehbar
with one stop cock rotating
con una llave giratoria

R413-027175-030

R413-027175-070

Obturator 2,7 mm Ø
Obturator 2.7 mm Ø
Obturador de 2,7 mm Ø



scharf / sharp / agudo

R410-027175-001



konisch stumpf / conical blunt / cónico romo

R410-027175-002



stumpf / blunt / romo

R410-027175-003



Endoskope für Arthroskopie
Endoscopes for Arthroscopy
Endoscopios para artroscopía

Ø 2,7 mm

Arthroskop, autoklavierbar mit integrierter Faser zur Beleuchtung für diagnostische und operative Eingriffe,
Ø 2,7 mm, Arbeitslänge 188 mm:
Schulter


Arthroscope, autoclavable, with integrated fiber optic for illumination, for diagnostic and operation,
Ø 2.7 mm, working length 188 mm:
shoulder

Artroscopios (ópticas) autoclavables con fibraoptica incorporado para intervenciones diagnósticas y operativas,
diámetro de 2,7 mm, largo útil 188 mm:
hombro




Geradeausblick
Direct vision
Vision directa

R400-027188-000



Vorausblick
Foroblique vision
ángulo de


R400-027188-030



Seitblick
Lateral vision
ángulo de

R400-027188-070

Arthroskopieschäfte für Endoskope mit Ø 2,7 mm
Arthroscopy Sheath for endoscopes with Ø 2,7 mm
Vainas para artroscopia para endoscopios de Ø 2,7 mm



Trokar-Hülse mit zwei Spülhähnen, drehbar, 2,7 mm Ø
Trocar sleeve, with two stop cocks rotating, 2.7mm Ø
Tubo con dos llaves giratorias, de 2,7 mm Ø

R414-027188-030

R414-027188-070

mit einem Spülhahn drehbar
with one stop cock rotating
con una llave giratoria

R413-027188-030

R413-027188-070

Obturator 2,7 mm Ø
Obturator 2.7 mm Ø
Obturador de 2,7 mm Ø



scharf / sharp / agudo

R410-027188-001



konisch stumpf / conical blunt / cónico romo


R410-027188-002



stumpf / blunt / romo

R410-027188-003

Hakenstanze, mit Schippe
Hook punch, scoope nose
Pinza cortante, de nariz aguda



Hakenstanze mit Schippe
Hook punch, scoope nose
Pinza cortante, de nariz aguda

gerade / straight / recta

3,4 mm Ø
cutting size 5 x 1,6

2,8 mm Ø
cutting size 4 x 1,2

R440-034130-000

R440-028130-000



30°

Schaft gebogen / shaft curved
vaina curva:

rechts / right / derecha

links / left / izquierda

R440-034130-030

R440-028130-030

R440-034130-130

R440-028130-130



45°

rechts / right / derecha

links / left / izquierda

R440-034130-045

R440-028130-045

R440-034130-145

R440-028130-145



7°

aufwärts / upwards
hacia arriba

R440-034130-007

R440-028130-007



abwärts / downwards
hacia abajo

R440-034130-107

R440-028130-107



15°

aufwärts / upwards
hacia arriba

R440-034130-015

R440-028130-015




abwärts / downwards
hacia abajo

R440-034130-115

R440-028130-115

Hakenstanze, mit Schippe 15°
Hook punch, scoope nose 15°
Pinza cortante, de nariz aguda 15°



3,4 mm Ø
cutting size 5 x 1,6

2,8 mm Ø
cutting size 4 x 1,2

Hakenstanze mit Schippe
Hook punch, scoope nose
Pinza cortante, de nariz aguda



gerade / straight / recta

R440-034130-200

R440-028130-200



30°

Schaft gebogen / shaft curved
vaina curva:

rechts / right / derecha

R440-034130-230

R440-028130-230

links / left / izquierda

R440-034130-330

R440-028130-330



45°

rechts / right / derecha

R440-034130-245

R440-028130-245

links / left / izquierda

R440-034130-345

R440-028130-345



7°

aufwärts / upwards
hacia arriba

R440-034130-207

R440-028130-207



abwärts / downwards
hacia abajo

R440-034130-307

R440-028130-307



15°

aufwärts / upwards
hacia arriba

R440-034130-215

R440-028130-215




abwärts / downwards
hacia abajo

R440-034130-315

R440-028130-315

Hakenstanze, stumpf
Hook punch, blunt nose
Pinza cortante, de nariz roma



3,4 mm Ø
cutting size 5 x 1,6

2,8 mm Ø
cutting size 4 x 1,2



Hakenstanze, stumpf
Hook punch, blunt nose
Pinza cortante, de nariz roma

gerade / straight / recta

R441-034130-000

R441-028130-000



30°

Schaft gebogen / shaft curved
vaina curva:

rechts / right / derecha

R441-034130-030

R441-028130-030

links / left / izquierda

R441-034130-130

R441-028130-130



45°

rechts / right / derecha

R441-034130-045

R441-028130-045

links / left / izquierda

R441-034130-145

R441-028130-145



7°

aufwärts / upwards
hacia arriba

R441-034130-007

R441-028130-007



abwärts / downwards
hacia abajo

R441-034130-107

R441-028130-107



15°

aufwärts / upwards
hacia arriba

R441-034130-015

R441-028130-015




abwärts / downwards
hacia abajo

R441-034130-115

R441-028130-115

Hakenstanze, stumpf 15°
Hook punch, blunt nose 15°
Pinza cortante, de nariz roma 15°



3,4 mm Ø
cutting size 5 x 1,6

2,8 mm Ø
cutting size 4 x 1,2




Hakenstanze, stumpf
Hook punch, blunt nose
Pinza cortante, de nariz roma

gerade / straight / recta

R441-034130-400

R441-028130-400



Schaft gebogen / shaft curved
vaina curva:

rechts / right / derecha


R441-034130-430

R441-028130-430

links / left / izquierda

R441-034130-630

R441-028130-630



rechts / right / derecha


R441-034130-445

R441-028130-445

links / left / izquierda

R441-034130-645

R441-028130-645



aufwärts / upwards
hacia arriba


R441-034130-407

R441-028130-407

abwärts / downwards
hacia abajo

R441-034130-607

R441-028130-607



aufwärts / upwards
hacia arriba

R441-034130-415


R441-028130-415

abwärts / downwards
hacia abajo

R441-034130-615

R441-028130-615

Stanze, gezahnt, slim
Punch, serrated, slim
Pinza cortante aserrada, slim



Stanze, gezahnt
Punch, serrated
Pinza cortante aserrada

gerade / straight / recta

3,4 mm Ø
cutting size 6 x 2

2,8 mm Ø
cutting size 5 x 1,6

R442-034130-000

R442-028130-000



30°

Schaft gebogen / shaft curved
vaina curva:

rechts / right / derecha

links / left / izquierda

R442-034130-030

R442-028130-030

R442-034130-130

R442-028130-130



45°

rechts / right / derecha

links / left / izquierda

R442-034130-045

R442-028130-045

R442-034130-145

R442-028130-145



7°

aufwärts / upwards
hacia arriba

R442-034130-007

R442-028130-007



abwärts / downwards
hacia abajo

R442-034130-107

R442-028130-107



15°

aufwärts / upwards
hacia arriba

R442-034130-015

R442-028130-015




abwärts / downwards
hacia abajo

R442-034130-115


R442-028130-115

Stanze, gezahnt „Duck“ Form
Punch, serrated, „Duck“ shaped
Pinza cortante, aserrada, pico de pato



	Stanze, gezahnt „Duck“ Form 15° Punch, serrated, „Duck“ shaped 15° Pinza cortante, aserrada, pico de pato 15°	3,4 mm Ø cutting size 6 x 2	2,8 mm Ø cutting size 5 x 1,6
	gerade / straight / recta	R441-034130-200	R441-028130-200
	Schaft gebogen / shaft curved vaina curva:		
30°	rechts / right / derecha	R441-034130-230	R441-028130-230
	links / left / izquierda	R441-034130-330	R441-028130-330
			
45°	rechts / right / derecha	R441-034130-245	R441-028130-245
	links / left / izquierda	R441-034130-345	R441-028130-345
			
7°	aufwärts / upwards hacia arriba	R441-034130-207	R441-028130-207
	abwärts / downwards hacia abajo	R441-034130-307	R441-028130-307
			
15°	aufwärts / upwards hacia arriba	R441-034130-215	R441-028130-215
	abwärts / downwards hacia abajo	R441-034130-315	R441-028130-315

Stanze, gezahnt, lang
Punch, serrated, long
Pinza cortante, larga



Standard



Duck

gerade / straight / recta



30°

Schaft gebogen / shaft curved
vaina curva:

rechts / right / derecha

links / left / izquierda



45°

rechts / right / derecha

links / left / izquierda



7°

aufwärts / upwards
hacia arriba



abwärts / downwards
hacia abajo



15°

aufwärts / upwards
hacia arriba



abwärts / downwards
hacia abajo

Standard

Duck" Form, 15°
Duck" shaped, 15°
pico de pato, 15°

3,4 mm Ø
cutting size 6 x 3,5

R444-034130-000

3,4 mm Ø
cutting size 6 x 3,5

R444-034130-200

R444-034130-030

R444-034130-230

R444-034130-130

R444-034130-330

R444-034130-045

R444-034130-245

R444-034130-145

R444-034130-345

R444-034130-007

R444-034130-207

R444-034130-107

R444-034130-307


R444-034130-015

R444-034130-215

R444-034130-115

R444-034130-315

Stanze, gezahnt, breit
Punch, serrated, wide
Pinza cortante, aserrada, ancha



Standard



Duck

gerade / straight / recta



30°

Schaft gebogen / shaft curved
vaina curva:

rechts / right / derecha

links / left / izquierda



45°

rechts / right / derecha

links / left / izquierda



7°

aufwärts / upwards
hacia arriba



abwärts / downwards
hacia abajo



15°

aufwärts / upwards
hacia arriba



abwärts / downwards
hacia abajo

Standard

Duck" Form, 15°
Duck" shaped, 15°
pico de pato, 15°

3,4 mm Ø
cutting size 4 x 4

R443-034130-000

3,4 mm Ø
cutting size 4 x 4

R443-034130-200

R443-034130-030

R443-034130-230

R443-034130-130

R443-034130-330

R443-034130-045

R443-034130-245

R443-034130-145

R443-034130-345

R443-034130-007

R443-034130-207

R443-034130-107

R443-034130-307


R443-034130-015

R443-034130-215

R443-034130-115

R443-034130-315

Stanze, gezahnt, extra breit
Punch, serrated, extra wide
Pinza cortante, aserrada, extra ancha



Standard



Duck

gerade / straight / recta



30°

Schaft gebogen / shaft curved
vaina curva:

rechts / right / derecha

links / left / izquierda



45°

rechts / right / derecha

links / left / izquierda



7°

aufwärts / upwards
hacia arriba



abwärts / downwards
hacia abajo



15°

aufwärts / upwards
hacia arriba



abwärts / downwards
hacia abajo

Standard

Duck" Form, 15°
Duck" shaped, 15°
pico de pato, 15°

3,4 mm Ø
cutting size 5 x 4,5

3,4 mm Ø
cutting size 5 x 4,5

R446-034130-000

R446-034130-200

R446-034130-030

R446-034130-230

R446-034130-130

R446-034130-330

R446-034130-045

R446-034130-245

R446-034130-145

R446-034130-345

R446-034130-007

R446-034130-207

R446-034130-107

R446-034130-307


R446-034130-015

R446-034130-215

R446-034130-115

R446-034130-315

Mikro-Stanze
Slender Punch
Micro pinza cortante




3,4 mm Ø
cutting size 0,8 x 5,5 mm



gerade / straight / recta

R447-034130-000



30°


Schaft gebogen / shaft curved
vaina curva:

rechts / right / derecha

R447-034130-030

links / left / izquierda

R447-034130-130




45°

rechts / right / derecha

R447-034130-045

links / left / izquierda

R447-034130-145




7°

aufwärts / upwards
hacia arriba

R447-034130-007

abwärts / downwards
hacia abajo

R447-034130-107



15°


aufwärts / upwards
hacia arriba

R447-034130-015

abwärts / downwards
hacia abajo

R447-034130-115


Stanze oval
Oval Punch
Pinza ovalada



gerade / straight / recta

3,4 mm Ø
cutting size 4,4 mm

R448-034130-000



45°

rechts / right / derecha

R448-034130-045



links / left / izquierda

R448-034130-145



15°


aufwärts / upwards / hacia arriba

R448-034130-015

aufgewinkelt / angled up / angulada hacia arriba

R448-034130-200

Stanzen
Punches
Pinzas cortantes



Biopsie-Stanze, 45° nach oben schneidend, 3,4 mm Ø
Biopsy punch, 45° upcurved cutting, 3.4 mm Ø
Pinza para biopsia, 45° corte hacia arriba, 3,4 mm Ø



cutting size 3,8 x 2,4

Antrumstanze durchschneidend, 3,5 mm Ø, 130 mm Nutzlänge
Antrum punch through cutting, 3.5 mm Ø, 130 mm working length
Pinza Antrum cortante, 3,5 mm Ø, largo útil de 130 mm


rechts / right / derecha

R448-035130-600

links / left / izquierda

R448-035130-800

Biopsie-Stanze, seitlich schneidend 3,4 mm Ø
 Biopsy punch, side-biter 3.4 mm Ø
 Pinza para biopsia, corte lateral 3,4 mm Ø



Maulteil gewinkelt / jaw angled / boca angulada:

rechts / right / derecha

links / left / izquierda

mit Schippe
scoope nose
de nariz aguda


stumpf
blunt nose
de nariz roma

R440-034130-590

R441-034130-590

R440-034130-790

R441-034130-790



rechts / right / derecha

links / left / izquierda


R440-034130-545

R441-034130-545

R440-034130-745

R441-034130-745

Biopsie-Stanze, seitlich schneidend, breit
Biopsy punch, side-biter, wide
Pinza para biopsia, corte lateral, ancha



gerade / straight / recta



30°

Schaft gebogen / shaft curved
vaina curva:

rechts / right / derecha

links / left / izquierda



45°

rechts / right / derecha

links / left / izquierda



7°

aufwärts / upwards
hacia arriba



abwärts / downwards
hacia abajo



15°

aufwärts / upwards
hacia arriba



abwärts / downwards
hacia abajo

90° rechts
90° right
90° derecha

90° links
90° left
90° izquierda

3,4 mm Ø
cutting size 4 x 4

3,4 mm Ø
cutting size 4 x 4

R443-034130-590

R443-034130-790

R443-034130-530

R443-034130-730

R443-034130-630

R443-034130-830

R443-034130-545

R443-034130-745

R443-034130-645

R443-034130-845

R443-034130-507

R443-034130-707

R443-034130-607

R443-034130-807


R443-034130-515

R443-034130-715

R443-034130-615

R443-034130-815

Rotationszange, Schnittbreite 3,4 mm
Rotary punch, cutting size 3,4 mm
Pinza rotatoria, corte de 3,4 mm



Rotationszange für große Schnitte
100 mm Nutzlänge, Ringgriff Standard

Rotary punch for big cutting size
100 mm working length, grip handle

Pinza rotatoria, para cortes grandes,
largo útil de 100 mm, mango de anillo



90° rechts / right
90° hacia la derecha


R449-035100-090



90° links / left
90° hacia la izquierda


R449-035100-190

Hakenschere
Hook scissors
Tijera en forma de gancho



		3,4 mm Ø	2,8 mm Ø
	Hakenschere Hook scissors Tijera en forma de gancho		
	gerade / straight / recta	R450-034130-000	R450-028130-000
 30°	Schaft gebogen / shaft curved vaina curva:		
	rechts / right / derecha	R450-034130-030	R450-028130-030
	links / left / izquierda	R450-034130-130	R450-028130-130
 45°	rechts / right / derecha	R450-034130-045	R450-028130-045
	links / left / izquierda	R450-034130-145	R450-028130-145
 45°	Maulteil gewinkelt / jaw angled boca angulada:		
	rechts / right / derecha	R450-034130-245	
	links / left / izquierda	R450-034130-345	

Schere gezahnt
Scissors serrated
Tijera dentada




3,4 mm Ø



Schere gezahnt
Scissors serrated
Tijera dentada
gerade / straight / recta

R451-034130-000




30°

Schaft gebogen / shaft curved
vaina curva:
rechts / right / derecha
links / left / izquierda

R451-034130-030

R451-034130-130




45°

rechts / right / derecha
links / left / izquierda

R451-034130-045

R451-034130-145

Faßzangen
Grasper
Pinzas de agarre



Greifzange
Alligator grasping Forceps
Pinza de agarre

3,4 mm Ø **R430-034130-000**
2,8 mm Ø **R430-028130-000**

Greifzange mit Sperre
Alligator grasping forceps, with ratchet
Pinza de agarre con cremallera

3,4 mm Ø **R431-034130-000**
2,8 mm Ø **R431-028130-000**



Faßzange mit Mauszahn
Alligator grasping forceps with mouse teeth
Pinza de agarre con diente de ratón

3,4 mm Ø **R432-034130-000**
2,8 mm Ø **R432-028130-000**

Faßzange, Mauszahn und Sperre
Alligator grasping forceps with mouse teeth and ratchet
Pinza de agarre con diente de ratón y cremallera

3,4 mm Ø **R433-034130-000**
2,8 mm Ø **R433-028130-000**




Faß-Biopsie-Zange
Grasping and biopsy forceps
Pinza de agarre y biopsia

3,4 mm Ø **R434-034130-000**
2,8 mm Ø **R434-028130-000**

Faß-Biopsie-Zange mit Sperre
Grasping and biopsy forceps with ratchet
Pinza de agarre y biopsia con cremallera

3,4 mm Ø **R435-034130-000**
2,8 mm Ø **R435-028130-000**

Biopsie-Zange
Biopsy forceps
Pinza de biopsia




Biopsiezange
Biopsy forceps
Pinza de biopsia

3,4 mm Ø **R436-034130-000**
2,8 mm Ø **R436-028130-000**




Biopsiezange, mit Dorn
Biopsy forceps, with spike
Pinza de biopsia, con espina

3,4 mm Ø **R436-034130-001**
2,8 mm Ø **R436-028130-001**




Meniskus-Faßzange kräftig
Meniscus grasping forceps, strong
Pinza de agarre para el menisco, fuerte

2 x 10 mm	R436-042150-210
3 x 10 mm	R436-042150-310
4 x 10 mm	R436-042150-410



Mini-Faß-Zange mit Mauszahn und Sperre, 2,2 mm Ø
Mini grasper with mouse teeth and ratchet, 2.2 mm Ø
Pinza de agarre, modelo mini, con diente de ratón y cremallera, 2,2 mm Ø


R437-022130-000



Meniskusretraktor gerade mit Mauszahn und Sperre
Meniscus retractor straight with mouse teeth and ratchet
Retractor de menisco, recto, con diente de ratón y cremallera

R438-035130-000

Fadenzangen, ø 3,4 mm
Ligature forceps, ø 3,4 mm
Pinzas para ligadura, ø 3,4 mm



gerade / straight / recta **R439-034130-000**
aufwärts / upwards **R439-034130-015**
hacia arriba

rechts / right / derecha **R439-034130-045**
links / left / izquierda **R439-034130-145**

Fadenfänger gerade
Suture grasper
pinza de agarre recta **R439-034130-100**


aufwärts / upwards **R439-034130-115**
hacia arriba

Faden Punch gerade
Suture punch straight
pinza de agarre recta **R439-034130-200**

45° aufwärts / upwards **R439-034130-300**
45° hacia arriba

10° aufwärts / upwards **R439-034130-310**
10° hacia arriba

Instrumente für 2. Einstich
Instruments for 2nd puncture
Instrumentos para la segunda perforación



Zange mit Doppellöfel, 2 mm Ø
Forceps with double spoon, 2 mm Ø
Pinza con cucharilla doble, 2 mm Ø

R480-020110-000



Zange durchschneidend, 2 mm Ø
Forceps cutting through, 2 mm Ø
Pinza cortante, 2 mm Ø

R481-020110-000



Schere, 2 mm Ø
Scissors, 2 mm Ø
Tijera, 2 mm Ø

R485-020110-000



Faß-Biopsie-Zange, 2 mm Ø
Grasping and biopsy forceps, 2 mm Ø
Pinza de agarre y biopsia, 2 mm Ø

R486-020110-000



Greif-Zange, 2 mm Ø
Grasping Forceps, 2 mm Ø
Pinza de agarre, 2 mm Ø

R487-020110-000

Hand-Instrumente
Hand instruments
Instrumentos manuales



Hakensonde graduiert
Hook probe graduated
Gancho explorador graduado
3 mm
5 mm

R490-030110-03
R490-030110-05



Skalpellmesser
Scalpel knife
Cuchillo de bisturí

R490-030110-11



Hakenmesser
Hook knife
Cuchillo en forma de gancho

R490-030110-12



Messer retrograd
Knife, retrograde
Cuchillo retrógrado

R490-030110-13

Banana-Messer
Banana knife
Cuchillo en forma de plátano



glatt / smooth / liso

R490-030110-14



gezahnt / serrated / dentado

R490-030110-15



Rosettenmesser
Rosette knife
Cuchillo en forma de roseta

R490-030110-16



Meniskotom nach Smillie
Smillie knife
Meniscótomo de Smillie

3 mm
5 mm
7 mm

R490-030110-43
R490-030110-45
R490-030110-47



Messer sichelförmig
Sickle knife
Cuchillo en forma de hoz

R490-030110-17



Löffel, 3 mm Ø
Spoon, 3 mm Ø
Cucharilla, 3 mm Ø

R490-030110-21



Ring-Kürette
Ring curette
Cureta en forma de anillo

3 mm Ø
5 mm Ø
7 mm Ø

R490-030110-31
R490-030110-32
R490-030110-33



Knorpelfeile, fein
Cartilage file, fine
Lima para cartilago, fina

R490-030110-51



Knorpelfeile, grob
Cartilage file, coarse
Lima para cartilago, gruesa

R490-030110-52

Hand-Instrumente, zweiteilig
Hand instruments, two parts
Instrumentos manuales, de dos partes



Hakensonde graduert
Hook probe graduated
Gancho explorador graduado

2,5 mm
3,5 mm

R492-030110-03

R492-030110-04

Hakensonde spitz
Palpation hook pointed
Gancho explorador agudo

R492-030110-00



Skalpellmesser
Scalpel knife
Cuchillo de bisturí

R492-030110-11



Hakenmesser
Hook knife
Cuchillo en forma de gancho

R492-030110-12



Messer retrograd
Knife retrograde
Cuchillo retrógrado

R492-030110-13

Banana-Messer
Banana knife
Cuchillo en forma de plátano



glatt / smooth / liso

R492-030110-14



gezahnt / serrated / dentado

R492-030110-15



Rosettenmesser
Rosette knife
Cuchillo en forma de roseta

R492-030110-16

Hand-Instrumente, zweiteilig
Hand instruments, two parts
Instrumentos manuales, de dos partes



Griff allein mit Spannzange
Handle alone with wrench
Mango solo con adaptador de fijación

R492-000000-000



Meniskotom nach Smillie
Smillie knife
Meniscótomo de Smillie

3 mm
5 mm
7 mm

R492-030110-43
R492-030110-45
R492-030110-47



Messer sichelförmig
Sickle knife
Cuchillo en forma de hoz

R492-030110-17



Löffel, 3 mm Ø
Spoon, 3 mm Ø
Cucharilla, 3 mm Ø

R492-030110-21



Ring-Kürette, 3 mm Ø
Ring curette, 3 mm Ø
Cureta en forma de anillo, 3 mm Ø

R492-030110-31



Ring-Kürette, 7 mm Ø
Ring curette, 7 mm Ø
Cureta en forma de anillo, 7 mm Ø

R492-030110-32



Knorpelfeile, fein
Cartilage file, fine
Lima para cartilago, fina

R492-030110-51



Knorpelfeile, grob
Cartilage file, coarse
Lima para cartilago, gruesa

R492-030110-52

Hand-Instrumente
Hand instruments
Instrumentos manuales



Meniskotom nach Smillie
Smillie meniscotome
Meniscótomo de Smillie

3 mm
5 mm

R494-030110-43
R494-030110-45



Messer sichelförmig
Sickel knife
Cuchillo en forma de hoz

R494-030110-17



Löffel, 3 mm Ø
Spoon 3 mm Ø
Cucharilla, 3 mm Ø

R494-030110-21



Ring-Kürette, 3 mm Ø
Ring curette, 3 mm Ø
Cureta en forma de anillo, 3 mm Ø

R494-030110-31



Hakensonde
Hook probe
Gancho explorador

3,5 mm graduert / graduated / graduado
4 mm

R494-030110-03
R494-030110-04



Skalpellmesser
Scalpel knife
Cuchillo de bisturí

R494-030110-11



Hakenmesser
Hook knife
Cuchillo en forma de gancho

R494-030110-12



Messer retrograd
Knife, retrograde
Cuchillo retrógrado

R494-030110-13

Banana-Messer
Banana knife
Cuchillo en forma de plátano



glatt / smooth / liso

R494-030110-14



gezahnt / serrated / dentado

R494-030110-15



Rosettenmesser
Rosette knife
Cuchillo en forma de roseta

R494-030110-16



Knorpelfeile, fein
Cartilage file, fine
Lima para cartilago, fina

R494-030110-51



Knorpelfeile, grob
Cartilage file, coarse
Lima para cartilago, gruesa

R494-030110-52

Inflow-Kanüle
Inflow cannula
Cánula Inflow



Spülkanüle mit 2 seitlichen Löchern, LL-Anschluß, 4,5 mm Ø, 8,3 cm
Irrigation cannula with 2 holes, LL-connection, 4.5 mm Ø, 8.3 cm
Canula de irrigación con dos perforaciones laterales, conexión LL, 4,5 mm Ø, 8,3 cm

R470-045083-000



scharfer Obturator
sharp obturator
obturador agudo

R470-045083-001



stumpfer Obturator
blunt obturator
obturador romo

R470-045083-002



Spüladapter mit Schlaucholive
Irrigation adapter with tube connection
Adaptador con conexión al tubo

R470-045000-000

Spülkanüle
Irrigation cannula
Cánula de irrigación


Spülsatz, komplett mit Kanüle und Obturatoren
Aspiration cannula complete with canula and obturators
Canula de irrigación completa con canula e obturadores

3,2 mm Ø

4,5 mm Ø

R471-032070-199

R471-045070-199



Kanüle für Spülung mit Hahn, LL-Anschluß, 7 cm lang
Cannula for irrigation with stop cock LL-connection, 7 cm length
Cánula de irrigación con llave, conexión LL, largo útil de 7 cm

R471-032070-000

R471-045070-000

scharfer Obturator
sharp obturator
obturador agudo



R471-032070-024

R471-045070-024

stumpfer Obturator
blunt obturator
obturador romo



R471-032070-003

R471-045070-003

Kanüle für Spülung, LL-Anschluß, 3,2 mm Ø, 7 cm lang
Cannula for irrigation, LL-connection, 3,2 mm Ø, 7 cm length
Cánula de irrigación, conexión LL, 3,2 mm Ø, largo útil de 7 cm



R472-032070-000


Endoskope für Arthroskopie
Endoscopes for Arthroscopy
Endoscopios para artroscopía

Ø 1,9 mm

Arthroskop, autoklavierbar mit integrierter Faser zur Beleuchtung für diagnostische und operative Eingriffe:
kleine Gelenke

Arthroscope, autoclavable, with integrated fiber optic for illumination, for diagnostic and operation:
small joint

Artroscopios (ópticas) autoclavables con fibraoptica incorporado para intervenciones diagnósticas y operativas:
articulaciones pequeñas




69 mm


102 mm

R400-019069-030

R400-019102-030



Instrumente für 2. Einstich
Instruments for 2nd puncture
Instrumentos para la segunda perforación




Trokarhülle mit scharfem und stumpfem Obturator, 2,5 mm Ø
Trocac sleeve with sharp and blunt obturator, 2.5 mm Ø
Tubo con obturadores agudos y romos, 2,5 mm Ø

R490-025110-43

Endoskop Ersatzteile und Zubehör
Endoscope Spare Parts and Accessories
Piezas de repuesto y Accesorios para Artroscofía

Farbcode für Blickrichtung:
Colour coding for indication of direction of view:
Indicación a color para definir la dirección de la vista:

grün / green / verde	= 0°
rot / red / rojo	= 30°
orange / orange / naranja	= 45°
gelb / yellow / amarillo	= 70°



Scope Pak klein für Arthroskop
Scope pak small for one Arthroscope
Caja pequeña para Artroscofio

R019-9312

Zubehör
Accessories
Accesorios



Antibeschlagmittel Ultra Stop 25 ml unsteril in Pipettenflasche
Anti Fog liquid Ultra Stop 25 ml non sterile
Agente antivano ultra stop 25 ml, no esteril en frasco de pipeta

R019-000000-025

Antibeschlagmittel Ultra Stop steril 30 ml in Einstichflasche
Anti Fog liquid Ultra Stop sterile incision bottle 30 ml
Agente antivano ultra stop, esteril 30 ml en frasco de pinchazo

R019-000000-030



Reinigungsmittel, Tube mit 6gr. f. distale u. proximale Linsen u. Fiberglas-Flächen von Endoskopen
Cleaning waste, 6gr. f. distal and proximal windows and fiber optic port of endoscopes
Agente de limpieza, tubo con 6gr para ventanas y optical distales y proximales

98002-06


Container Typen und Dimensionen Container models and dimensions Modelos de contenedores y medidas

285 x 280 x 200 mm



	Deckel gelocht Boden ungelocht Perforated lid Unperforated bottom Tapa perforada Cuerpo sin perforación	Deckel gelocht Boden gelocht Perforated lid Perforated bottom Tapa perforada Cuerpo perforado	Sicherheitsdeckel Boden ungelocht Safety lid Unperforated bottom Tapa de seguridad Cuerpo sin perforación	Sicherheitsdeckel Boden gelocht Safety lid Perforated bottom Tapa de seguridad Cuerpo perforado
				
silber	R 310.20	R 311.20	R 312.20	R 313.20
gelb	R 320.20	R 321.20	R 322.20	R 323.20
rot	R 330.20	R 331.20	R 332.20	R 333.20
blau	R 340.20	R 341.20	R 342.20	R 343.20
grün	R 350.20	R 351.20	R 352.20	R 353.20

Lagerungs- und Sterilisierack Storage- and sterilization rack Soporto para almacenaje y esterilizacion



89258-25
232 x 210 x 155 mm

für Arthroskopie Instrumente
for arthroscopy instruments
para instrumentos de artroscopia



Arthroscopic Shaver

- High quality arthroscopic shaver system
- Controlled by a wireless or cable footswitch.
- Efficient, light and ergonomic handpiece enhanced by a wide range of rotational speed.
- Designed to work with multi- and single-use shaver blades.

Features

- Outputs for two handpieces
- A handpiece with automatic or manual lock
- Clockwise, counterclockwise and oscillation handpiece rotation modes
- Three oscillation modes: light, medium and aggressive
- Controlled by a control unit panel or footswitch
- Automatic identification of a connected handpiece and set of previously used parameters
- Working with various shaver blades of well-known manufacturers

Benefits

- Wireless footswitch
- Ergonomic and autoclavable handpiece
- Protection against overloading of a handpiece
- Smooth and continuous work of the motor.
- Stable oscillation mode
- Fully controlled rotational and oscillation speed
- Disposable and multi-use shaver blades (with no use-limits)
- Non-volatile memory of recent settings
- Big and clear display
- Esthetic and modern design
- Multi-language menu (English, German, French, Polish, Russian and Turkish)

Technical parameters

SHAVER CONSOLE

RED-8002-10	Technical Data
Input voltage	100-240V AC
Frequency voltage	50/60Hz
External dimensions	D: 306 mm x W: 330 mm x H: 96 mm
Weight	5,1 kg
Ambient temperature	During operation: +10°C to +40°C During storage and transport: -20°C to +45°C
Max. relative humidity	During operation: 70% During storage and transport: 70%
Class of protection	Applied part - type B
CE Standard	EN60601-1; EN60601-1-2



HANDPIECE

RED-8008-11H	Technical Data
Length	185 mm / 188 mm
Weight	400 g / 410 g
Blades chuck	Manual locking
Speed range	800 - 8000 RPM (± 10%)
Oscillate cycle	Light (0,5 sec.), Medium (0,3 sec.), Aggressive (0,2 sec.)
Cable length	3m
Sterilization method	Steam sterilization 134°C
Ambient temperature	During operation: +10°C to +40°C During storage and transport: -20°C to +45°C
Max. relative humidity	During operation: 100% During storage and transport: 90%




FOOTSWITCHES

Cable	RED-8005-2F
Wireless	RED-8005B-3F
	Technical Data
Dimensions	D: 215 mm x W: 280 mm x H: 28 mm
Weight	2,45 kg / 2,2 kg
Cable length	3 m / Wireless (up to receiver)
Battery type	N/A / Lithium-polymer accumulator
Nominal battery charge	N/A / 1250 mAh
Charger	N/A / 5 V DC / 700 mA
Battery lifetime	N/A / > 300 charging cycles
Casing safety standard	IP X8
Ambient temperature	During operation: +10°C to +40°C During storage and transport: -20°C to +45°C
Max. relative humidity	During operation: 100% During storage and transport: 90%



Mindestabnahme: 5 Stück
Minimum purchase: 5 pieces
Cantidad minima: 5 unidades



Hinweis: die Markierung ist hilfreich für die Orientierung, nicht zum Messen.
Note: the marking is useful for orientation, not for measure.
Nota: el marcado solo es útil para orientación, no para medir.

Auf Anfrage auch lieferbar in single use, steril
on request available in single use, steril
a petición disponible en desechable y esteril

Shaver blades for Reda, Linvatec, Concept, Arthrex, Atlantec



Länge 130 mm, autoklavierbar, wiederverwendbar
Length 130 mm, autoclavable, reusable
Largo 130 mm, autoclavable, reusable

	Beschreibung Description Descripcion	Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm	
	Aggressive Full-Radius Resector	R452-034130-001	R452-042130-001	R452-055130-001	● ●
	Double Aggressive Full-Radius		R452-042130-002	R452-055130-002	○ ●
	Meniscus Cutter	R452-034130-003	R452-042130-003	R452-055130-003	● ●
	End Cutter		R452-042130-004	R452-055130-004	○ ●
	Full-Radius Resector	R452-034130-005	R452-042130-005	R452-055130-005	○ ○
	Incisor	R452-034130-006	R452-042130-006	R452-055130-006	● ●
	Cutter		R452-042130-007		● ○
	Round Burr		R452-042130-008	R452-055130-008	● ●
	Tapered Burr			R452-055130-009	● ●
	Oval Burr		R452-042130-010	R452-055130-010	● ●

89
89258-2545

98
98002-0644

R
R 310.2045
R 311.2045
R 312.2045
R 313.2045
R 320.2045
R 321.2045
R 322.2045
R 323.2045
R 330.2045
R 331.2045
R 332.2045
R 333.2045
R 340.2045
R 341.2045
R 342.2045
R 343.2045
R 350.2045
R 351.2045
R 352.2045
R 353.2045

R019
R019-000000-0143
R019-000000-0243
R019-000000-02544
R019-000000-03044
R019-931243

R400
R400-019069-03042
R400-019102-03042
R400-027110-0006
R400-027110-0306
R400-027175-0008
R400-027175-0308
R400-027175-0708
R400-027188-00010
R400-027188-03010
R400-027188-07010
R400-040175-0004
R400-040175-0304
R400-040175-0454
R400-040175-0704

R410-027110-0017
R410-027110-0027
R410-027110-0037
R410-027175-0019
R410-027175-0029
R410-027175-0039
R410-027188-00111
R410-027188-00211
R410-027188-00311
R410-040175-0015
R410-040175-0025

R410-040175-0035

R413
R413-027110-0307
R413-027110-0707
R413-027175-0309
R413-027175-0709
R413-027188-03011
R413-027188-07011
R413-040175-0305
R413-040175-0705

R414
R414-027110-0307
R414-027110-0707
R414-027175-0309
R414-027175-0709
R414-027188-03011
R414-027188-07011
R414-040175-0305
R414-040175-0705

R430
R430-028130-00029
R430-034130-00029

R431
R431-028130-00029
R431-034130-00029

R432
R432-028130-00029
R432-034130-00029

R433
R433-028130-00029
R433-034130-00029

R434
R434-028130-00029
R434-034130-00029

R435
R435-028130-00029
R435-034130-00029

R436
R436-028130-00030
R436-028130-00130
R436-034130-00030
R436-034130-00130
R436-042150-21031
R436-042150-31031
R436-042150-41031

R437
R437-022130-00031

R438
R438-035130-00031

R439
R439-034130-00032
R439-034130-01532
R439-034130-04532
R439-034130-10032
R439-034130-11532
R439-034130-14532
R439-034130-20032
R439-034130-30032
R439-034130-31032

R440
R440-028130-00012
R440-028130-00712
R440-028130-01512
R440-028130-03012
R440-028130-04512
R440-028130-10712
R440-028130-11512
R440-028130-13012
R440-028130-14512
R440-028130-20013
R440-028130-20713
R440-028130-21513
R440-028130-23013
R440-028130-24513
R440-028130-30713
R440-028130-31513
R440-028130-33013
R440-028130-34513
R440-034130-00012
R440-034130-00712
R440-034130-01512
R440-034130-03012
R440-034130-04512
R440-034130-10712
R440-034130-11512
R440-034130-13012
R440-034130-14512
R440-034130-20013
R440-034130-20713
R440-034130-21513
R440-034130-23013
R440-034130-24513
R440-034130-30713
R440-034130-31513
R440-034130-33013
R440-034130-34513
R440-034130-54524
R440-034130-59024
R440-034130-74524
R440-034130-79024

R441
R441-028130-00014
R441-028130-00714
R441-028130-01514
R441-028130-03014
R441-028130-04514
R441-028130-10714
R441-028130-11514
R441-028130-13014
R441-028130-14514

R441-028130-20017
R441-028130-20717
R441-028130-21517
R441-028130-23017
R441-028130-24517
R441-028130-30717
R441-028130-31517
R441-028130-33017
R441-028130-34517
R441-028130-40015
R441-028130-40715
R441-028130-41515
R441-028130-43015
R441-028130-44515
R441-028130-60715
R441-028130-61515
R441-028130-63015
R441-028130-64515
R441-034130-00014
R441-034130-00714
R441-034130-01514
R441-034130-03014
R441-034130-04514
R441-034130-10714
R441-034130-11514
R441-034130-13014
R441-034130-14514
R441-034130-20017
R441-034130-20717
R441-034130-21517
R441-034130-23017
R441-034130-24517
R441-034130-30717
R441-034130-31517
R441-034130-33017
R441-034130-34517
R441-034130-40015
R441-034130-40715
R441-034130-41515
R441-034130-43015
R441-034130-44515
R441-034130-54524
R441-034130-59024
R441-034130-60715
R441-034130-61515
R441-034130-63015
R441-034130-64515
R441-034130-74524
R441-034130-79024

R442
R442-028130-00016
R442-028130-00716
R442-028130-01516
R442-028130-03016
R442-028130-04516
R442-028130-10716
R442-028130-11516
R442-028130-13016
R442-028130-14516
R442-034130-00016
R442-034130-00716
R442-034130-01516
R442-034130-03016

R442-034130-045	16
R442-034130-107	16
R442-034130-115	16
R442-034130-130	16
R442-034130-145	16

R443

R443-034130-000	19
R443-034130-007	19
R443-034130-015	19
R443-034130-030	19
R443-034130-045	19
R443-034130-107	19
R443-034130-115	19
R443-034130-130	19
R443-034130-145	19
R443-034130-200	19
R443-034130-207	19
R443-034130-215	19
R443-034130-230	19
R443-034130-245	19
R443-034130-307	19
R443-034130-315	19
R443-034130-330	19
R443-034130-345	19
R443-034130-507	25
R443-034130-515	25
R443-034130-530	25
R443-034130-545	25
R443-034130-590	25
R443-034130-607	25
R443-034130-615	25
R443-034130-630	25
R443-034130-645	25
R443-034130-707	25
R443-034130-715	25
R443-034130-730	25
R443-034130-745	25
R443-034130-790	25
R443-034130-807	25
R443-034130-815	25
R443-034130-830	25
R443-034130-845	25

R444

R444-034130-000	18
R444-034130-007	18
R444-034130-015	18
R444-034130-030	18
R444-034130-045	18
R444-034130-107	18
R444-034130-115	18
R444-034130-130	18
R444-034130-145	18
R444-034130-200	18
R444-034130-207	18
R444-034130-215	18
R444-034130-230	18
R444-034130-245	18
R444-034130-307	18
R444-034130-315	18
R444-034130-330	18
R444-034130-445	23

R446

R446-034130-000	20
R446-034130-007	20
R446-034130-015	20
R446-034130-030	20
R446-034130-045	20
R446-034130-107	20
R446-034130-115	20
R446-034130-130	20
R446-034130-145	20
R446-034130-200	20
R446-034130-207	20
R446-034130-215	20
R446-034130-230	20
R446-034130-245	20
R446-034130-307	20
R446-034130-315	20
R446-034130-330	20
R446-034130-345	20

R447

R447-034130-000	21
R447-034130-007	21
R447-034130-015	21
R447-034130-030	21
R447-034130-045	21
R447-034130-107	21
R447-034130-115	21
R447-034130-130	21
R447-034130-145	21

R448

R448-034130-000	22
R448-034130-015	22
R448-034130-045	22
R448-034130-145	22
R448-034130-200	22
R448-035130-600	23
R448-035130-800	23

R449

R449-035100-090	26
R449-035100-190	26

R450

R450-028130-000	27
R450-028130-030	27
R450-028130-045	27
R450-028130-130	27
R450-028130-145	27
R450-034130-000	27
R450-034130-030	27
R450-034130-045	27
R450-034130-130	27
R450-034130-145	27
R450-034130-245	27
R450-034130-345	27

R451

R451-034130-000	28
R451-034130-030	28
R451-034130-045	28
R451-034130-130	28

R451-034130-145	28
-----------------------	----

R452

R452-034130-001	49
R452-034130-003	49
R452-034130-005	49
R452-034130-006	49
R452-042130-001	49
R452-042130-002	49
R452-042130-003	49
R452-042130-004	49
R452-042130-005	49
R452-042130-006	49
R452-042130-007	49
R452-042130-008	49
R452-042130-010	49
R452-055130-001	49
R452-055130-002	49
R452-055130-003	49
R452-055130-004	49
R452-055130-005	49
R452-055130-006	49
R452-055130-008	49
R452-055130-009	49
R452-055130-010	49

R470

R470-045000-000	40
R470-045083-000	40
R470-045083-001	40
R470-045083-002	40

R471

R471-032070-000	41
R471-032070-003	41
R471-032070-024	41
R471-032070-199	41
R471-045070-000	41
R471-045070-003	41
R471-045070-024	41
R471-045070-199	41

R472

R472-032070-000	41
-----------------------	----

R480

R480-020110-000	33
-----------------------	----

R481

R481-020110-000	33
-----------------------	----

R485

R485-020110-000	33
-----------------------	----

R486

R486-020110-000	33
-----------------------	----

R487

R487-020110-000	33
-----------------------	----

R490

R490-025110-43	42
----------------------	----

R490-030110-03	34
R490-030110-05	34
R490-030110-11	34
R490-030110-12	34
R490-030110-13	34
R490-030110-14	34
R490-030110-15	34
R490-030110-16	34
R490-030110-17	35
R490-030110-21	35
R490-030110-31	35
R490-030110-32	35
R490-030110-33	35
R490-030110-43	35
R490-030110-45	35
R490-030110-47	35
R490-030110-51	35
R490-030110-52	35

R492

R492-000000-000	37
R492-030110-00	36
R492-030110-03	36
R492-030110-04	36
R492-030110-11	36
R492-030110-12	36
R492-030110-13	36
R492-030110-14	36
R492-030110-15	36
R492-030110-16	36
R492-030110-17	37
R492-030110-21	37
R492-030110-31	37
R492-030110-32	37
R492-030110-43	37
R492-030110-45	37
R492-030110-47	37
R492-030110-51	37
R492-030110-52	37

R494

R494-030110-03	39
R494-030110-04	39
R494-030110-11	39
R494-030110-12	39
R494-030110-13	39
R494-030110-14	39
R494-030110-15	39
R494-030110-16	39
R494-030110-17	38
R494-030110-21	38
R494-030110-31	38
R494-030110-43	38
R494-030110-45	38
R494-030110-51	39
R494-030110-52	39

RED-800

RED-8002-10	47
RED-8005-2F	47
RED-8005B-3F	47
RED-8008-11H	47

Index Deutsch

A

Antrumstanze	23
Adapter	40
Arthroskope.....	4, 6, 8, 10, 42
Arthroskopieschäfte.....	5, 7, 9, 11
Arthroskopie-Shaver.....	46

B

Biopsiestanzen.....	24, 25, 30
---------------------	------------

C

Container	45
-----------------	----

E

Endoskope	4, 6, 8, 10, 42
-----------------	-----------------

F

Fadenzangen	32
Faßzangen.....	29
Fußschalter.....	47

H

Handstück	47
Hakenschere.....	27-28
Hakenstanzen.....	12-26
Handinstrumente	34-39

I

Inflow Kanüle.....	40
Instrumente für 2. Einstich.....	33, 42

L

Lagerungs- und Sterilisierack.....	45
------------------------------------	----

M

Meniskusretraktor.....	31
------------------------	----

O

Obturator.....	5, 7, 9, 11, 40-42
----------------	--------------------

R

Rotationsmesser und Fräser.....	48-49
Rotationszange	26

S

Schere	27-28, 33
Shaver-Konsole	67
Spülkanüle	41
Stanzen	12-26

T

Trokarhülse	5, 7, 9, 11, 42
-------------------	-----------------

Z

Zangen	30-32
Zubehör	44, 45

Index English

A

Accessories	44, 45
Adapter	40
Antrum Punch	23
Arthroscopes	4, 6, 8, 10, 42
Arthroscopic Shaver	46
Arthroscopy Sheath	5, 7, 9, 11

B

Biopsy punch	24, 25, 30
--------------------	------------

C

Container	45
-----------------	----

E

Endoscopes	4, 6, 8, 10, 42
------------------	-----------------

F

Footswitches	47
Forceps	30-32

G

Grasper	29
---------------	----

H

Hand Instruments	34-39
Handpiece	47
Hook Punches	12-26
Hook Scissors	27-28

I

Inflow Cannula	40
Instruments for 2nd Puncture	33, 42
Irrigation Cannula	41

L

Ligature Forceps	32
------------------------	----

M

Meniscus retractor	31
--------------------------	----

O

Obturator	5, 7, 9, 11, 40-42
-----------------	--------------------

P

Punches	12-26
---------------	-------

R

Rotary Punches	26
----------------------	----

S

Scissors	27-28, 33
Shaver Blades & Burrs	48-49
Shaver Console	46
Storage- and sterilization rack	45

T

Trocar Sleeves	5, 7, 9, 11, 42
----------------------	-----------------

Index Español

A

Accesorios.....	44, 45
Adaptador.....	40
Artroscopios.....	4, 6, 8, 10, 42

C

Canula de irrigacion	41
Canula Inflow	40
Contenedores.....	45
Consola Shaver.....	47
Cuchillas y fresas rotatorias.....	48-49

E

Endoscopios.....	4, 6, 8, 10, 42
------------------	-----------------

I

Interruptores de pie	47
Instrumentos manuales.....	34-39
Instrumentos para la segunda perforacion.....	33, 42

M

Manga De Trocar	5, 7, 9, 11, 42
-----------------------	-----------------

O

Obturadores	5, 7, 9, 11, 40-42
-------------------	--------------------

P

Perforadore.....	12-26
Pieza de mano.....	47
Pinza Antrum	23
Pinza cortante	12-26
Pinza de biopsia	24, 25, 30
Pinza rotatoria	26
Pinzas	30-32
Pinzas de agarre.....	29
Pinzas para ligadura.....	32

R

Retractor de menisco	31
Soporto para almacenaje y esterilizacion.....	45

S

Shaver artroscópica	46
---------------------------	----

T

Tijera en forma de gancho	27-28
Tijeras	27-28, 33

V

Vainas para artroscopia.....	5, 7, 9, 11
------------------------------	-------------

Hauptkatalog Chirurgische Instrumente
General catalog surgical instruments

Neurochirurgie
Neuro surgery

Plastische Chirurgie
Plastic surgery

HNO
ENT

Container Steriltechnik
Container Sterilization Technique

Endoskopie
Endoscopy

Orthopädie
Orthopedic

HERCULES® Drahtkneifzange
HERCULES® Wire Cutters

Titan Instrumente
Titanium Instruments



Maltepe Mah.
Eski Çırpıcıyolu Sk.
Merter İş Merkezi D Blok
2/21 034234
Zeytinburnu, İstanbul

+90 212 482 71 52
info@redamed.com
