



ARTHROSCOPY

+Redamed



Maltepe Mah.Eski ırpıcıyolu Sk.
Merter İş Merkezi D Blok 2/21
034234- Zeytinburnu, İstanbul

+90 212 482 71 52
info@redamed.com



Endoskope für Arthroskopie
Endoscopes for Arthroscopy
Endoscopios para artroscopía

Ø 4 mm

Arthroskop, autoklavierbar mit integrierter Faser zur Beleuchtung für diagnostische und operative Eingriffe, Ø 4 mm, Arbeitslänge 175 mm:
Knie, Perkutane Nukleotomie, lumbaler Bandscheibenvorfall, für Schulter-Arthroskopie.


Arthroscope, autoclavable, with integrated fiber optic for illumination, for diagnostic and operation, Ø 4 mm, working length 175 mm:
Knee, percutaneous nucleotomy, shoulder arthroscopy.

Artroscopios (ópticas) autoclavables con fibroptica incorporado para intervenciones diagnósticas y operativas, diámetro de 4 mm, largo útil 175 mm:
rodilla, nucleotomía percutánea, hernias lumbales y artroscopía de la espalda y hombro.




Geradeausblick
Direct vision
Vision directa

R400-040175-000




Vorausblick
Foroblique vision
ángulo de

R400-040175-030



Vorausblick
Foroblique vision
ángulo de


R400-040175-045



Seitblick
Lateral vision
ángulo de

R400-040175-070

Arthroskopieschäfte für Endoskope mit Ø 4 mm
 Arthroscopy Sheath for endoscopes with Ø 4 mm
 Vainas para artroscopia para endoscopios de Ø 4 mm



Trokar-Hülse mit zwei Spülhähnen, drehbar, 4 mm Ø
 Trocar sleeve, with two stop cocks rotating, 4 mm Ø
 Tubo con dos llaves giratorias, de 4 mm Ø

R414-040175-030

R414-040175-070

mit einem Spülhahn drehbar
 with one stop cock rotating
 con una llave giratoria

R413-040175-030

R413-040175-070

Obturator 4 mm Ø
Obturator 4 mm Ø
Obturador de 4 mm Ø



scharf / sharp / agudo

R410-040175-001



konisch stumpf / conical blunt / cónico romo

R410-040175-002



stumpf / blunt / romo

R410-040175-003



Endoskope für Arthroskopie
Endoscopes for Arthroscopy
Endoscopios para artroscopía

Ø 2,7 mm

Arthroskop, autoklavierbar mit integrierter Faser zur Beleuchtung für diagnostische und operative Eingriffe,
Ø 2,7 mm, Arbeitslänge 110 mm:
Kleine Gelenke und Karpaltunnel

Arthroscope, autoclavable, with integrated fiber optic for illumination, for diagnostic and operation,
Ø 2.7 mm, working length 110 mm:
small joints and carpal tunnel


Artroscopios (ópticas) autoclavables con fibraoptica incorporado para intervenciones diagnósticas y operativas,
diámetro de 2,7 mm, largo útil 110 mm:
articulaciones pequeñas



0°

Geradeausblick
Direct vision
Vision directa

R400-027110-000




30°

Vorausblick
Foroblique vision
ángulo de

R400-027110-030

Arthroskopieschäfte für Endoskope mit Ø 2,7 mm
 Arthroscopy Sheath for endoscopes with Ø 2,7 mm
 Vainas para artroscopia para endoscopios de Ø 2,7 mm



Trokar-Hülse mit zwei Spülhähnen, drehbar, 2,7 mm Ø
 Trocar sleeve, with two stop cocks rotating, 2.7 mm Ø
 Tubo con dos llaves giratorias, de 2,7 mm Ø

R414-027110-030

R414-027110-070

mit einem Spülhahn drehbar
 with one stop cock rotating
 con una llave giratoria

R413-027110-030

R413-027110-070

Obturator 2,7 mm Ø
Obturator 2.7 mm Ø
Obturador de 2,7 mm Ø



scharf / sharp / agudo

R410-027110-001



konisch stumpf / conical blunt / cónico romo

R410-027110-002



stumpf / blunt / romo

R410-027110-003



Endoskope für Arthroskopie
Endoscopes for Arthroscopy
Endoscopios para artroscopía

Ø 2,7 mm

Arthroskop, autoklavierbar mit integrierter Faser zur Beleuchtung für diagnostische und operative Eingriffe,
Ø 2,7 mm, Arbeitslänge 175 mm:
Kleine Gelenke


Arthroscope, autoclavable, with integrated fiber optic for illumination, for diagnostic and operation,
Ø 2.7 mm, working length 175 mm:
small joint

Artroscopios (ópticas) autoclavables con fibraoptica incorporado para intervenciones diagnósticas y operativas,
diámetro de 2,7 mm, largo útil 175 mm:
articulaciones pequeñas




Geradeausblick
Direct vision
Vision directa

R400-027175-000



Vorausblick
Foroblique vision
ángulo de


R400-027175-030



Seitblick
Lateral vision
ángulo de

R400-027175-070

Arthroskopieschäfte für Endoskope mit Ø 2,7 mm
 Arthroscopy Sheath for endoscopes with Ø 2,7 mm
 Vainas para artroscopia para endoscopios de Ø 2,7 mm



Trokar-Hülse mit zwei Spülhähnen, drehbar, 2,7 mm Ø
 Trocar sleeve, with two stop cocks rotating, 2.7mm Ø
 Tubo con dos llaves giratorias, de 2,7 mm Ø

R414-027175-030

R414-027175-070

mit einem Spülhahn drehbar
 with one stop cock rotating
 con una llave giratoria

R413-027175-030

R413-027175-070

Obturator 2,7 mm Ø
Obturator 2.7 mm Ø
Obturador de 2,7 mm Ø



scharf / sharp / agudo

R410-027175-001



konisch stumpf / conical blunt / cónico romo

R410-027175-002



stumpf / blunt / romo

R410-027175-003



Endoskope für Arthroskopie
Endoscopes for Arthroscopy
Endoscopios para artroscopía

Ø 2,7 mm

Arthroskop, autoklavierbar mit integrierter Faser zur Beleuchtung für diagnostische und operative Eingriffe,
Ø 2,7 mm, Arbeitslänge 188 mm:
Schulter


Arthroscope, autoclavable, with integrated fiber optic for illumination, for diagnostic and operation,
Ø 2.7 mm, working length 188 mm:
shoulder

Artroscopios (ópticas) autoclavables con fibraoptica incorporado para intervenciones diagnósticas y operativas,
diámetro de 2,7 mm, largo útil 188 mm:
hombro




Geradeausblick
Direct vision
Vision directa

R400-027188-000



Vorausblick
Foroblique vision
ángulo de


R400-027188-030



Seitblick
Lateral vision
ángulo de

R400-027188-070

Arthroskopieschäfte für Endoskope mit Ø 2,7 mm
 Arthroscopy Sheath for endoscopes with Ø 2,7 mm
 Vainas para artroscopia para endoscopios de Ø 2,7 mm



Trokar-Hülse mit zwei Spülhähnen, drehbar, 2,7 mm Ø
 Trocar sleeve, with two stop cocks rotating, 2.7mm Ø
 Tubo con dos llaves giratorias, de 2,7 mm Ø

R414-027188-030

R414-027188-070

mit einem Spülhahn drehbar
 with one stop cock rotating
 con una llave giratoria

R413-027188-030

R413-027188-070

Obturator 2,7 mm Ø
Obturator 2.7 mm Ø
Obturador de 2,7 mm Ø



scharf / sharp / agudo

R410-027188-001



konisch stumpf / conical blunt / cónico romo


R410-027188-002



stumpf / blunt / romo

R410-027188-003

Hakenstanze, mit Schippe
 Hook punch, scoope nose
 Pinza cortante, de nariz aguda



Hakenstanze mit Schippe
 Hook punch, scoope nose
 Pinza cortante, de nariz aguda

gerade / straight / recta

3,4 mm Ø
 cutting size 5 x 1,6

2,8 mm Ø
 cutting size 4 x 1,2

R440-034130-000

R440-028130-000



30°

Schaft gebogen / shaft curved
 vaina curva:

rechts / right / derecha

R440-034130-030

R440-028130-030

links / left / izquierda

R440-034130-130

R440-028130-130



45°

rechts / right / derecha

R440-034130-045

R440-028130-045

links / left / izquierda

R440-034130-145

R440-028130-145



7°

aufwärts / upwards
 hacia arriba

R440-034130-007

R440-028130-007



abwärts / downwards
 hacia abajo

R440-034130-107

R440-028130-107



15°

aufwärts / upwards
 hacia arriba

R440-034130-015

R440-028130-015




abwärts / downwards
 hacia abajo

R440-034130-115

R440-028130-115

Hakenstanze, mit Schippe 15°
 Hook punch, scoope nose
 Pinza cortante, de nariz aguda 15°



3,4 mm Ø
 cutting size 5 x 1,6

2,8 mm Ø
 cutting size 4 x 1,2

Hakenstanze mit Schippe
 Hook punch, scoope nose
 Pinza cortante, de nariz aguda



gerade / straight / recta

R440-034130-200

R440-028130-200



30°

Schaft gebogen / shaft curved
 vaina curva:

rechts / right / derecha

R440-034130-230

R440-028130-230

links / left / izquierda

R440-034130-330

R440-028130-330



45°

rechts / right / derecha

R440-034130-245

R440-028130-245

links / left / izquierda

R440-034130-345

R440-028130-345



7°

aufwärts / upwards
 hacia arriba

R440-034130-207

R440-028130-207



abwärts / downwards
 hacia abajo

R440-034130-307

R440-028130-307



15°

aufwärts / upwards
 hacia arriba

R440-034130-215

R440-028130-215




abwärts / downwards
 hacia abajo

R440-034130-315

R440-028130-315

Hakenstanze, stumpf
 Hook punch, blunt nose
 Pinza cortante, de nariz roma



Hakenstanze, stumpf
 Hook punch, blunt nose
 Pinza cortante, de nariz roma

gerade / straight / recta

3,4 mm Ø
 cutting size 5 x 1,6

2,8 mm Ø
 cutting size 4 x 1,2

R441-034130-000

R441-028130-000



30°

Schaft gebogen / shaft curved
 vaina curva:

rechts / right / derecha

R441-034130-030

R441-028130-030

links / left / izquierda

R441-034130-130

R441-028130-130



45°

rechts / right / derecha

R441-034130-045

R441-028130-045

links / left / izquierda

R441-034130-145

R441-028130-145



7°

aufwärts / upwards
 hacia arriba

R441-034130-007

R441-028130-007



abwärts / downwards
 hacia abajo

R441-034130-107

R441-028130-107



15°

aufwärts / upwards
 hacia arriba

R441-034130-015

R441-028130-015




abwärts / downwards
 hacia abajo

R441-034130-115

R441-028130-115

Hakenstanze, stumpf 15°
 Hook punch, blunt nose 15°
 Pinza cortante, de nariz roma 15°



3,4 mm Ø
 cutting size 5 x 1,6

2,8 mm Ø
 cutting size 4 x 1,2

Hakenstanze, stumpf
 Hook punch, blunt nose
 Pinza cortante, de nariz roma



gerade / straight / recta

R441-034130-400

R441-028130-400



30°

Schaft gebogen / shaft curved
 vaina curva:

rechts / right / derecha

R441-034130-430

R441-028130-430

links / left / izquierda

R441-034130-630

R441-028130-630



45°

rechts / right / derecha

R441-034130-445

R441-028130-445

links / left / izquierda

R441-034130-645

R441-028130-645



7°

aufwärts / upwards
 hacia arriba

R441-034130-407

R441-028130-407



abwärts / downwards
 hacia abajo

R441-034130-607

R441-028130-607



15°

aufwärts / upwards
 hacia arriba

R441-034130-415

R441-028130-415




abwärts / downwards
 hacia abajo

R441-034130-615

R441-028130-615

Stanze, gezahnt, slim
 Punch, serrated, slim
 Pinza cortante aserrada, slim



Stanze, gezahnt
 Punch, serrated
 Pinza cortante aserrada

gerade / straight / recta

3,4 mm Ø
 cutting size 6 x 2

2,8 mm Ø
 cutting size 5 x 1,6

R442-034130-000

R442-028130-000



30°

Schaft gebogen / shaft curved
 vaina curva:

rechts / right / derecha

links / left / izquierda

R442-034130-030

R442-028130-030

R442-034130-130

R442-028130-130



45°

rechts / right / derecha

links / left / izquierda

R442-034130-045

R442-028130-045

R442-034130-145

R442-028130-145



7°

aufwärts / upwards
 hacia arriba

R442-034130-007

R442-028130-007



abwärts / downwards
 hacia abajo

R442-034130-107

R442-028130-107



15°

aufwärts / upwards
 hacia arriba

R442-034130-015

R442-028130-015




abwärts / downwards
 hacia abajo

R442-034130-115


R442-028130-115

Stanze, gezahnt „Duck“ Form
 Punch, serrated, „Duck“ shaped
 Pinza cortante, aserrada, pico de pato



		3,4 mm Ø cutting size 6 x 2	2,8 mm Ø cutting size 5 x 1,6
	Stanze, gezahnt „Duck“ Form 15° Punch, serrated, „Duck“ shaped 15° Pinza cortante, aserrada, pico de pato 15° gerade / straight / recta	R441-034130-200	R441-028130-200
	Schaft gebogen / shaft curved vaina curva: rechts / right / derecha	R441-034130-230	R441-028130-230
	links / left / izquierda	R441-034130-330	R441-028130-330
	rechts / right / derecha	R441-034130-245	R441-028130-245
	links / left / izquierda	R441-034130-345	R441-028130-345
	aufwärts / upwards hacia arriba	R441-034130-207	R441-028130-207
	abwärts / downwards hacia abajo	R441-034130-307	R441-028130-307
	aufwärts / upwards hacia arriba	R441-034130-215	R441-028130-215
	abwärts / downwards hacia abajo	R441-034130-315	R441-028130-315

Stanze, gezahnt, lang
 Punch, serrated, long
 Pinza cortante, larga



Standard



Duck

gerade / straight / recta



30°

Schaft gebogen / shaft curved
 vaina curva:

rechts / right / derecha

links / left / izquierda

Standard

Duck" Form, 15°
 Duck" shaped, 15°
 pico de pato, 15°

3,4 mm Ø
 cutting size 6 x 3,5

3,4 mm Ø
 cutting size 6 x 3,5

R444-034130-000

R444-034130-200

R444-034130-030

R444-034130-230

R444-034130-130

R444-034130-330



45°

rechts / right / derecha


links / left / izquierda

R444-034130-045

R444-034130-245

R444-034130-145

R444-034130-345



7°

aufwärts / upwards
 hacia arriba


abwärts / downwards
 hacia abajo

R444-034130-007

R444-034130-207

R444-034130-107

R444-034130-307



15°

aufwärts / upwards
 hacia arriba

abwärts / downwards
 hacia abajo


R444-034130-015

R444-034130-215

R444-034130-115

R444-034130-315

Stanze, gezahnt, breit
Punch, serrated, wide
Pinza cortante, aserrada, ancha



Standard



Duck

gerade / straight / recta



30°

Schaft gebogen / shaft curved
vaina curva:

rechts / right / derecha

links / left / izquierda

Standard

Duck" Form, 15°
Duck" shaped, 15°
pico de pato, 15°

3,4 mm Ø
cutting size 4 x 4

3,4 mm Ø
cutting size 4 x 4

R443-034130-000

R443-034130-200

R443-034130-030

R443-034130-230

R443-034130-130

R443-034130-330



45°

rechts / right / derecha

links / left / izquierda

R443-034130-045

R443-034130-245

R443-034130-145

R443-034130-345



7°

aufwärts / upwards
hacia arriba

R443-034130-007

R443-034130-207



abwärts / downwards
hacia abajo

R443-034130-107

R443-034130-307



15°

aufwärts / upwards
hacia arriba

R443-034130-015

R443-034130-215




abwärts / downwards
hacia abajo

R443-034130-115

R443-034130-315

Stanze, gezahnt, extra breit
 Punch, serrated, extra wide
 Pinza cortante, aserrada, extra ancha



Standard



Duck

gerade / straight / recta



30°

Schaft gebogen / shaft curved
 vaina curva:

rechts / right / derecha

links / left / izquierda



45°

rechts / right / derecha

links / left / izquierda



7°

aufwärts / upwards
 hacia arriba

abwärts / downwards
 hacia abajo



15°

aufwärts / upwards
 hacia arriba

abwärts / downwards
 hacia abajo



Standard

Duck" Form, 15°
 Duck" shaped, 15°
 pico de pato, 15°

3,4 mm Ø
 cutting size 5 x 4,5

3,4 mm Ø
 cutting size 5 x 4,5

R446-034130-000

R446-034130-200

R446-034130-030

R446-034130-230

R446-034130-130

R446-034130-330

R446-034130-045

R446-034130-245

R446-034130-145

R446-034130-345

R446-034130-007

R446-034130-207

R446-034130-107

R446-034130-307


R446-034130-015

R446-034130-215

R446-034130-115

R446-034130-315

Mikro-Stanze
Slender Punch
Micro pinza cortante



3,4 mm Ø
cutting size 0,8 x 5.5 mm



gerade / straight / recta

R447-034130-000



30°

Schaft gebogen / shaft curved
vaina curva:

rechts / right / derecha

R447-034130-030

links / left / izquierda

R447-034130-130



45°

rechts / right / derecha

R447-034130-045

links / left / izquierda

R447-034130-145



7°

aufwärts / upwards
hacia arriba

R447-034130-007

abwärts / downwards
hacia abajo

R447-034130-107



15°


aufwärts / upwards
hacia arriba

R447-034130-015

abwärts / downwards
hacia abajo

R447-034130-115

Stanze oval
Oval Punch
Pinza ovalada



gerade / straight / recta

3,4 mm Ø
cutting size 4,4 mm

R448-034130-000



rechts / right / derecha

R448-034130-045



links / left / izquierda

R448-034130-145




aufwärts / upwards / hacia arriba

R448-034130-015

aufgewinkelt / angled up / angulada hacia arriba

R448-034130-200

Stanzen
Punches
Pinzas cortantes



R444-034130-445

Biopsie-Stanze, 45° nach oben schneidend, 3,4 mm Ø
Biopsy punch, 45° upcurved cutting, 3.4 mm Ø
Pinza para biopsia, 45° corte hacia arriba, 3,4 mm Ø



cutting size 3,8 x 2,4

Antrumstanze durchschneidend, 3,5 mm Ø, 130 mm Nutzlänge
Antrum punch through cutting, 3.5 mm Ø, 130 mm working length
Pinza Antrum cortante, 3,5 mm Ø, largo útil de 130 mm


rechts / right / derecha



R448-035130-600

links / left / izquierda


R448-035130-800

Biopsie-Stanze, seitlich schneidend 3,4 mm Ø
 Biopsy punch, side-biter 3.4 mm Ø
 Pinza para biopsia, corte lateral 3,4 mm Ø



		mit Schippe scoope nose de nariz aguda	stumpf blunt nose de nariz roma
Maulteil gewinkelt / jaw angled / boca angulada:			
 90° cutting size 5 x 1.6 mm	rechts / right / derecha	R440-034130-590	R441-034130-590
	links / left / izquierda	R440-034130-790	R441-034130-790
 45° cutting size 3,5 x 1.6 mm	rechts / right / derecha	R440-034130-545	R441-034130-545
	links / left / izquierda	R440-034130-745	R441-034130-745

Biopsie-Stanze, seitlich schneidend, breit
 Biopsy punch, side-biter, wide
 Pinza para biopsia, corte lateral, ancha



gerade / straight / recta

90° rechts
 90° right
 90° derecha

90° links
 90° left
 90° izquierda

3,4 mm Ø
 cutting size 4 x 4

3,4 mm Ø
 cutting size 4 x 4

R443-034130-590

R443-034130-790



Schaft gebogen / shaft curved
 vaina curva:

rechts / right / derecha

R443-034130-530

R443-034130-730

links / left / izquierda

R443-034130-630

R443-034130-830



rechts / right / derecha

R443-034130-545

R443-034130-745

links / left / izquierda

R443-034130-645

R443-034130-845



aufwärts / upwards
 hacia arriba

R443-034130-507

R443-034130-707



abwärts / downwards
 hacia abajo

R443-034130-607

R443-034130-807



aufwärts / upwards
 hacia arriba

R443-034130-515

R443-034130-715




abwärts / downwards
 hacia abajo

R443-034130-615

R443-034130-815

Rotationszange, Schnittbreite 3,4 mm
Rotary punch, cutting size 3,4 mm
Pinza rotatoria, corte de 3,4 mm



Rotationszange für große Schnitte
100 mm Nutzlänge, Ringgriff Standard

Rotary punch for big cutting size
100 mm working length, grip handle

Pinza rotatoria, para cortes grandes,
largo útil de 100 mm, mango de anillo



90° rechts / right
90° hacia la derecha


R449-035100-090








90° links / left
90° hacia la izquierda


R449-035100-190

Hakenschere
Hook scissors
Tijera en forma de gancho



		3,4 mm Ø	2,8 mm Ø
	Hakenschere Hook scissors Tijera en forma de gancho		
	gerade / straight / recta	R450-034130-000	R450-028130-000
	Schaft gebogen / shaft curved vaina curva:		
30°	rechts / right / derecha	R450-034130-030	R450-028130-030
	links / left / izquierda	R450-034130-130	R450-028130-130
			
45°	rechts / right / derecha	R450-034130-045	R450-028130-045
	links / left / izquierda	R450-034130-145	R450-028130-145
			
45°	Maulteil gewinkelt / jaw angled boca angulada:		
	rechts / right / derecha	R450-034130-245	
	links / left / izquierda	R450-034130-345	

Schere gezahnt
Scissors serrated
Tijera dentada




3,4 mm Ø



Schere gezahnt
Scissors serrated
Tijera dentada
gerade / straight / recta

R451-034130-000




Schaft gebogen / shaft curved
vaina curva:

rechts / right / derecha
links / left / izquierda

R451-034130-030

R451-034130-130




rechts / right / derecha
links / left / izquierda

R451-034130-045

R451-034130-145

Faßzangen
Grasper
Pinzas de agarre



Greifzange
Alligator grasping Forceps
Pinza de agarre

3,4 mm Ø **R430-034130-000**
2,8 mm Ø **R430-028130-000**

Greifzange mit Sperre
Alligator grasping forceps, with ratchet
Pinza de agarre con cremallera

3,4 mm Ø **R431-034130-000**
2,8 mm Ø **R431-028130-000**



Faßzange mit Mauszahn
Alligator grasping forceps with mouse teeth
Pinza de agarre con diente de ratón

3,4 mm Ø **R432-034130-000**
2,8 mm Ø **R432-028130-000**

Faßzange, Mauszahn und Sperre
Alligator grasping forceps with mouse teeth and ratchet
Pinza de agarre con diente de ratón y cremallera

3,4 mm Ø **R433-034130-000**
2,8 mm Ø **R433-028130-000**




Faß-Biopsie-Zange
Grasping and biopsy forceps
Pinza de agarre y biopsia

3,4 mm Ø **R434-034130-000**
2,8 mm Ø **R434-028130-000**

Faß-Biopsie-Zange mit Sperre
Grasping and biopsy forceps with ratchet
Pinza de agarre y biopsia con cremallera

3,4 mm Ø **R435-034130-000**
2,8 mm Ø **R435-028130-000**

Biopsie-Zange
Biopsy forceps
Pinza de biopsia



Biopsiezange
Biopsy forceps
Pinza de biopsia


3,4 mm Ø **R436-034130-000**
2,8 mm Ø **R436-028130-000**



Biopsiezange, mit Dorn
Biopsy forceps, with spike
Pinza de biopsia, con espina


3,4 mm Ø **R436-034130-001**
2,8 mm Ø **R436-028130-001**

Zangen
Forceps
Pinzas




Meniskus-Faßzange kräftig
Meniscus grasping forceps, strong
Pinza de agarre para el menisco, fuerte

2 x 10 mm	R436-042150-210
3 x 10 mm	R436-042150-310
4 x 10 mm	R436-042150-410



Mini-Faß-Zange mit Mauszahn und Sperre, 2,2 mm Ø
Mini grasper with mouse teeth and ratchet, 2.2 mm Ø
Pinza de agarre, modelo mini, con diente de ratón y cremallera, 2,2 mm Ø


R437-022130-000




Meniskusretraktor gerade mit Mauszahn und Sperre
Meniscus retractor straight with mouse teeth and ratchet
Retractor de menisco, recto, con diente de ratón y cremallera

R438-035130-000

Fadenzangen, ø 3,4 mm
 Ligature forceps, ø 3,4 mm
 Pinzas para ligadura, ø 3,4 mm



Fadenfaßzange
 Suture Manipulator
 pinza de agarre para sutura




gerade / straight / recta

R439-034130-000

15°

aufwärts / upwards
 hacia arriba

R439-034130-015



45°

rechts / right / derecha

R439-034130-045

links / left / izquierda

R439-034130-145



Fadenfänger gerade
 Suture grasper
 pinza de agarre recta

R439-034130-100



15°

aufwärts / upwards
 hacia arriba

R439-034130-115



Faden Punch gerade
 Suture punch straight
 pinza de agarre recta

R439-034130-200



45° aufwärts / upwards
 45° hacia arriba


R439-034130-300



10° aufwärts / upwards
 10° hacia arriba

R439-034130-310

Instrumente für 2. Einstich
 Instruments for 2nd puncture
 Instrumentos para la segunda perforación



Zange mit Doppellöfel, 2 mm Ø
 Forceps with double spoon, 2 mm Ø
 Pinza con cucharilla doble, 2 mm Ø

R480-020110-000



Zange durchschneidend, 2 mm Ø
 Forceps cutting through, 2 mm Ø
 Pinza cortante, 2 mm Ø

R481-020110-000



Schere, 2 mm Ø
 Scissors, 2 mm Ø
 Tijera, 2 mm Ø

R485-020110-000



Faß-Biopsie-Zange, 2 mm Ø
 Grasping and biopsy forceps, 2 mm Ø
 Pinza de agarre y biopsia, 2 mm Ø

R486-020110-000



Greif-Zange, 2 mm Ø
 Grasping Forceps, 2 mm Ø
 Pinza de agarre, 2 mm Ø

R487-020110-000

Hand-Instrumente
Hand instruments
Instrumentos manuales



Hakensonde graduiert
Hook probe graduated
Gancho explorador graduado
3 mm
5 mm

R490-030110-03
R490-030110-05



Skalpellmesser
Scalpel knife
Cuchillo de bisturí

R490-030110-11



Hakenmesser
Hook knife
Cuchillo en forma de gancho

R490-030110-12



Messer retrograd
Knife, retrograde
Cuchillo retrógrado

R490-030110-13

Banana-Messer
Banana knife
Cuchillo en forma de plátano



glatt / smooth / liso

R490-030110-14



gezahnt / serrated / dentado

R490-030110-15



Rosettenmesser
Rosette knife
Cuchillo en forma de roseta

R490-030110-16



Meniskotom nach Smillie
Smillie knife
Meniscótomo de Smillie

3 mm
5 mm
7 mm

R490-030110-43
R490-030110-45
R490-030110-47



Messer sichelförmig
Sickle knife
Cuchillo en forma de hoz

R490-030110-17



Löffel, 3 mm Ø
Spoon, 3 mm Ø
Cucharilla, 3 mm Ø

R490-030110-21



Ring-Kürette
Ring curette
Cureta en forma de anillo

3 mm Ø
5 mm Ø
7 mm Ø

R490-030110-31
R490-030110-32
R490-030110-33



Knorpelfeile, fein
Cartilage file, fine
Lima para cartilago, fina

R490-030110-51










Knorpelfeile, grob
Cartilage file, coarse
Lima para cartilago, gruesa

R490-030110-52

Hand-Instrumente, zweiteilig
 Hand instruments, two parts
 Instrumentos manuales, de dos partes



	Hakensonde graduiert Hook probe graduated Gancho explorador graduado	
	2,5 mm	R492-030110-03
	3,5 mm	R492-030110-04
	Hakensonde spitz Palpation hook pointed Gancho explorador agudo	R492-030110-00
	Skalpellmesser Scalpel knife Cuchillo de bisturí	R492-030110-11
	Hakenmesser Hook knife Cuchillo en forma de gancho	R492-030110-12
	Messer retrograd Knife retrograde Cuchillo retrógrado	R492-030110-13
	Banana-Messer Banana knife Cuchillo en forma de plátano	
	glatt / smooth / liso	R492-030110-14
	gezahnt / serrated / dentado	R492-030110-15
	Rosettenmesser Rosette knife Cuchillo en forma de roseta	R492-030110-16

Hand-Instrumente, zweiteilig
 Hand instruments, two parts
 Instrumentos manuales, de dos partes



Griff allein mit Spannzange
 Handle alone with wrench
 Mango solo con adaptador de fijación

R492-000000-000



Meniskotom nach Smillie
 Smillie knife
 Meniscótomo de Smillie

3 mm
 5 mm
 7 mm

R492-030110-43
R492-030110-45
R492-030110-47



Messer sichelförmig
 Sickle knife
 Cuchillo en forma de hoz

R492-030110-17



Löffel, 3 mm Ø
 Spoon, 3 mm Ø
 Cucharilla, 3 mm Ø

R492-030110-21



Ring-Kürette, 3 mm Ø
 Ring curette, 3 mm Ø
 Cureta en forma de anillo, 3 mm Ø

R492-030110-31



Ring-Kürette, 7 mm Ø
 Ring curette, 7 mm Ø
 Cureta en forma de anillo, 7 mm Ø

R492-030110-32



Knorpelfeile, fein
 Cartilage file, fine
 Lima para cartilago, fina

R492-030110-51



Knorpelfeile, grob
 Cartilage file, coarse
 Lima para cartilago, gruesa

R492-030110-52

Hand-Instrumente
Hand instruments
Instrumentos manuales



Meniskotom nach Smillie
Smillie meniscotome
Meniscótomo de Smillie

3 mm
5 mm

R494-030110-43
R494-030110-45



Messer sichelförmig
Sickel knife
Cuchillo en forma de hoz

R494-030110-17



Löffel, 3 mm Ø
Spoon 3 mm Ø
Cucharilla, 3 mm Ø

R494-030110-21



Ring-Kürette, 3 mm Ø
Ring curette, 3 mm Ø
Cureta en forma de anillo, 3 mm Ø

R494-030110-31



Hakensonde
Hook probe
Gancho explorador

3,5 mm graduiert / graduated / graduado
4 mm

R494-030110-03
R494-030110-04



Skalpelmesser
Scalpel knife
Cuchillo de bisturí

R494-030110-11



Hakenmesser
Hook knife
Cuchillo en forma de gancho

R494-030110-12



Messer retrograd
Knife, retrograde
Cuchillo retrógrado

R494-030110-13

Banana-Messer
Banana knife
Cuchillo en forma de plátano



glatt / smooth / liso

R494-030110-14



gezahnt / serrated / dentado

R494-030110-15



Rosettenmesser
Rosette knife
Cuchillo en forma de roseta

R494-030110-16



Knorpelfeile, fein
Cartilage file, fine
Lima para cartilago, fina

R494-030110-51



Knorpelfeile, grob
Cartilage file, coarse
Lima para cartilago, gruesa

R494-030110-52

Inflow-Kanüle
Inflow cannula
Cánula Inflow



Spülkanüle mit 2 seitlichen Löchern, LL-Anschluß, 4,5 mm Ø, 8,3 cm
Irrigation cannula with 2 holes, LL-connection, 4.5 mm Ø, 8.3 cm
Canula de irrigación con dos perforaciones laterales, conexión LL, 4,5 mm Ø, 8,3 cm

R470-045083-000



scharfer Obturator
sharp obturator
obturador agudo

R470-045083-001



stumpfer Obturator
blunt obturator
obturador romo

R470-045083-002



Spüladapter mit Schlauchlive
Irrigation adapter with tube connection
Adaptador con conexión al tubo

R470-045000-000

Spülkanüle
Irrigation cannula
Cánula de irrigación


Spülsatz, komplett mit Kanüle und Obturatoren
Aspiration cannula complete with cannula and obturators
Cánula de irrigación completa con canula e obturadores

3,2 mm Ø

4,5 mm Ø

R471-032070-199

R471-045070-199



Kanüle für Spülung mit Hahn, LL-Anschluß, 7 cm lang
Cannula for irrigation with stop cock LL-connection, 7 cm length
Cánula de irrigación con llave, conexión LL, largo útil de 7 cm

R471-032070-000

R471-045070-000

scharfer Obturator
sharp obturator
obturador agudo



R471-032070-024

R471-045070-024

stumpfer Obturator
blunt obturator
obturador romo



R471-032070-003

R471-045070-003

Kanüle für Spülung, LL-Anschluß, 3,2 mm Ø, 7 cm lang
Cannula for irrigation, LL-connection, 3,2 mm Ø, 7 cm length
Cánula de irrigación, conexión LL, 3,2 mm Ø, largo útil de 7 cm



R472-032070-000


Endoskope für Arthroskopie
Endoscopes for Arthroscopy
Endoscopios para artroscopía

Ø 1,9 mm

Arthroskop, autoklavierbar mit integrierter Faser zur Beleuchtung für diagnostische und operative Eingriffe:
kleine Gelenke

Arthroscope, autoclavable, with integrated fiber optic for illumination, for diagnostic and operation:
small joint

Artroscopios (ópticas) autoclavables con fibroptica incorporado para intervenciones diagnósticas y operativas:
articulaciones pequeñas




69 mm

102 mm


R400-019069-030

R400-019102-030



Vorausblick
Foroblique vision
ángulo de

Instrumente für 2. Einstich
Instruments for 2nd puncture
Instrumentos para la segunda perforación





Trokarhülse mit scharfem und stumpfem Obturator, 2,5 mm Ø
Trocar sleeve with sharp and blunt obturator, 2.5 mm Ø
Tubo con obturadores agudos y romos, 2,5 mm Ø

R490-025110-43

Endoskop Ersatzteile und Zubehör
Endoscope Spare Parts and Accessories
Piezas de repuesto y Accesorios para Artroscofía

Farbcode für Blickrichtung:
Colour coding for indication of direction of view:
Indicación a color para definir la dirección de la vista:

grün / green / verde	= 0°
rot / red / rojo	= 30°
orange / orange / naranja	= 45°
gelb / yellow / amarillo	= 70°



Scope Pak klein für Arthroskop
Scope pak small for one Arthroscope
Caja pequeña para Artroscofio

R019-9312

Zubehör
Accessories
Accesorios



Antibeslagmittel Ultra Stop 25 ml unsteril in Pipettenflasche
Anti Fog liquid Ultra Stop 25 ml non sterile
Agente antivano ultra stop 25 ml, no esteril en frasco de pipeta

R019-000000-025

Antibeslagmittel Ultra Stop steril 30 ml in Einstichflasche
Anti Fog liquid Ultra Stop sterile incision bottle 30 ml
Agente antivano ultra stop, esteril 30 ml en frasco de pinchazo

R019-000000-030



Reinigungsmittel, Tube mit 6gr. f. distale u. proximale Linsen u. Fiberglas-Flächen von Endoskopen
Cleaning waste, 6gr. f. distal and proximal windows and fiber optic port of endoscopes
Agente de limpieza, tubo con 6gr para ventanas y optical distales y proximales

98002-06

Container Typen und Dimensionen
Container models and dimensions
Modelos de contenedores y medidas

285 x 280 x 200 mm



Deckel gelocht
 Boden ungelocht
 Perforated lid
 Unperforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo sin perforación



Deckel gelocht
 Boden gelocht
 Perforated lid
 Perforated bottom
 Tapa perforada
 Cuerpo perforado



Sicherheitsdeckel
 Boden ungelocht
 Safety lid
 Unperforated bottom
 Tapa de seguridad
 Cuerpo sin perforación



Sicherheitsdeckel
 Boden gelocht
 Safety lid
 Perforated bottom
 Tapa de seguridad
 Cuerpo perforado



silber
 gelb
 rot
 blau
 grün


R 310.20
R 320.20
R 330.20
R 340.20
R 350.20

R 311.20
R 321.20
R 331.20
R 341.20
R 351.20

R 312.20
R 322.20
R 332.20
R 342.20
R 352.20

R 313.20
R 323.20
R 333.20
R 343.20
R 353.20

Lagerungs- und Sterilisierack
Storage- and sterilization rack
Soportos para almacenaje y esterilización



89258-25
 232 x 210 x 155 mm

für Arthroskopie Instrumente
 for arthroscopy instruments
 para instrumentos de artroscopia



Arthroscopic Shaver

- High quality arthroscopic shaver system
- Controlled by a wireless or cable footswitch.
- Efficient, light and ergonomic handpiece enhanced by a wide range of rotational speed.
- Designed to work with multi- and single-use shaver blades.

Features

- Outputs for two handpieces
- A handpiece with automatic or manual lock
- Clockwise, counterclockwise and oscillation handpiece rotation modes
- Three oscillation modes: light, medium and aggressive
- Controlled by a control unit panel or footswitch
- Automatic identification of a connected handpiece and set of previously used parameters
- Working with various shaver blades of well-known manufacturers

Benefits

- Wireless footswitch
- Ergonomic and autoclavable handpiece
- Protection against overloading of a handpiece
- Smooth and continuous work of the motor.
- Stable oscillation mode
- Fully controlled rotational and oscillation speed
- Disposable and multi-use shaver blades (with no use-limits)
- Non-volatile memory of recent settings
- Big and clear display
- Esthetic and modern design
- Multi-language menu (English, German, French, Polish, Russian and Turkish)

Technical parameters

SHAVER CONSOLE

RED-8002-10	Technical Data
Input voltage	100-240V AC
Frequency voltage	50/60Hz
External dimensions	D: 306 mm x W: 330 mm x H: 96 mm
Weight	5,1 kg
Ambient temperature	During operation: +10°C to +40°C During storage and transport: -20°C to +45°C
Max. relative humidity	During operation: 70% During storage and transport: 70%
Class of protection	Applied part - type B
CE Standard	EN60601-1; EN60601-1-2



HANDPIECE

RED-8008-11H	Technical Data
Length	185 mm / 188 mm
Weight	400 g / 410 g
Blades chuck	Manual locking
Speed range	800 - 8000 RPM ($\pm 10\%$)
Oscillate cycle	Light (0,5 sec.), Medium (0,3 sec.), Aggressive (0,2 sec.)
Cable length	3m
Sterilization method	Steam sterilization 134°C
Ambient temperature	During operation: +10°C to +40°C During storage and transport: -20°C to +45°C
Max. relative humidity	During operation: 100% During storage and transport: 90%




FOOTSWITCHES

Cable	RED-8005-2F
Wireless	RED-8005B-3F
Technical Data	
Dimensions	D: 215 mm x W: 280 mm x H: 28 mm
Weight	2,45 kg / 2,2 kg
Cable length	3 m / Wireless (up to receiver)
Battery type	N/A / Lithium-polymer accumulator
Nominal battery charge	N/A / 1250 mAh
Charger	N/A / 5 V DC / 700 mA
Battery lifetime	N/A / > 300 charging cycles
Casing safety standard	IP X8
Ambient temperature	During operation: +10°C to +40°C During storage and transport: -20°C to +45°C
Max. relative humidity	During operation: 100% During storage and transport: 90%



Mindestabnahme: 5 Stück
Minimum purchase: 5 pieces
Cantidad mínima: 5 unidades



Hinweis: die Markierung ist hilfreich für die Orientierung, nicht zum Messen.
Note: the marking is useful for orientation, not for measure.
Nota: el marcado solo es útil para orientación, no para medir.

Auf Anfrage auch lieferbar in single use, steril
on request available in single use, steril
a petición disponible en desechable y esteril

Shaver blades for Reda, Linvatec, Concept, Arthrex, Atlantec



Länge 130 mm, autoklavierbar, wiederverwendbar
 Length 130 mm, autoclavable, reusable
 Largo 130 mm, autoclavable, reusable

	Beschreibung Description Descripcion	Ø 3,4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5,5 mm	
	Aggressive Full-Radius Resector	R452-034130-001	R452-042130-001	R452-055130-001	● ●
	Double Aggressive Full-Radius		R452-042130-002	R452-055130-002	○ ●
	Meniscus Cutter	R452-034130-003	R452-042130-003	R452-055130-003	● ●
	End Cutter		R452-042130-004	R452-055130-004	○ ●
	Full-Radius Resector	R452-034130-005	R452-042130-005	R452-055130-005	○ ○
	Incisor	R452-034130-006	R452-042130-006	R452-055130-006	● ●
	Cutter		R452-042130-007		● ○
	Round Burr		R452-042130-008	R452-055130-008	● ●
	Tapered Burr			R452-055130-009	● ●
	Oval Burr		R452-042130-010	R452-055130-010	● ●

89	
89258-25	45

98	
98002-06	44

R	
R 310.20	45
R 311.20	45
R 312.20	45
R 313.20	45
R 320.20	45
R 321.20	45
R 322.20	45
R 323.20	45
R 330.20	45
R 331.20	45
R 332.20	45
R 333.20	45
R 340.20	45
R 341.20	45
R 342.20	45
R 343.20	45
R 350.20	45
R 351.20	45
R 352.20	45
R 353.20	45

R019	
R019-000000-01	43
R019-000000-02	43
R019-000000-025	44
R019-000000-030	44
R019-9312	43

R400	
R400-019069-030	42
R400-019102-030	42
R400-027110-000	6
R400-027110-030	6
R400-027175-000	8
R400-027175-030	8
R400-027175-070	8
R400-027188-000	10
R400-027188-030	10
R400-027188-070	10
R400-040175-000	4
R400-040175-030	4
R400-040175-045	4
R400-040175-070	4

R410-027110-001	7
R410-027110-002	7
R410-027110-003	7
R410-027175-001	9
R410-027175-002	9
R410-027175-003	9
R410-027188-001	11
R410-027188-002	11
R410-027188-003	11
R410-040175-001	5
R410-040175-002	5

R410-040175-003	5
-----------------	---

R413	
R413-027110-030	7
R413-027110-070	7
R413-027175-030	9
R413-027175-070	9
R413-027188-030	11
R413-027188-070	11
R413-040175-030	5
R413-040175-070	5

R414	
R414-027110-030	7
R414-027110-070	7
R414-027175-030	9
R414-027175-070	9
R414-027188-030	11
R414-027188-070	11
R414-040175-030	5
R414-040175-070	5

R430	
R430-028130-000	29
R430-034130-000	29

R431	
R431-028130-000	29
R431-034130-000	29

R432	
R432-028130-000	29
R432-034130-000	29

R433	
R433-028130-000	29
R433-034130-000	29

R434	
R434-028130-000	29
R434-034130-000	29

R435	
R435-028130-000	29
R435-034130-000	29

R436	
R436-028130-000	30
R436-028130-001	30
R436-034130-000	30
R436-034130-001	30
R436-042150-210	31
R436-042150-310	31
R436-042150-410	31

R437	
R437-022130-000	31

R438	
R438-035130-000	31

R439	
R439-034130-000	32
R439-034130-015	32
R439-034130-045	32
R439-034130-100	32
R439-034130-115	32
R439-034130-145	32
R439-034130-200	32
R439-034130-300	32
R439-034130-310	32

R440	
R440-028130-000	12
R440-028130-007	12
R440-028130-015	12
R440-028130-030	12
R440-028130-045	12
R440-028130-107	12
R440-028130-115	12
R440-028130-130	12
R440-028130-145	12
R440-028130-200	13
R440-028130-207	13
R440-028130-215	13
R440-028130-230	13
R440-028130-245	13
R440-028130-307	13
R440-028130-315	13
R440-028130-330	13
R440-028130-345	13
R440-034130-000	12
R440-034130-007	12
R440-034130-015	12
R440-034130-030	12
R440-034130-045	12
R440-034130-107	12
R440-034130-115	12
R440-034130-130	12
R440-034130-145	12
R440-034130-200	13
R440-034130-207	13
R440-034130-215	13
R440-034130-230	13
R440-034130-245	13
R440-034130-307	13
R440-034130-315	13
R440-034130-330	13
R440-034130-345	13
R440-034130-745	24
R440-034130-790	24

R441	
R441-028130-000	14
R441-028130-007	14
R441-028130-015	14
R441-028130-030	14
R441-028130-045	14
R441-028130-107	14
R441-028130-115	14
R441-028130-130	14
R441-028130-145	14

R441-028130-200	17
R441-028130-207	17
R441-028130-215	17
R441-028130-230	17
R441-028130-245	17
R441-028130-307	17
R441-028130-315	17
R441-028130-330	17
R441-028130-345	17
R441-028130-400	15
R441-028130-407	15
R441-028130-415	15
R441-028130-430	15
R441-028130-445	15
R441-028130-607	15
R441-028130-615	15
R441-028130-630	15
R441-028130-645	15
R441-034130-000	14
R441-034130-007	14
R441-034130-015	14
R441-034130-030	14
R441-034130-045	14
R441-034130-107	14
R441-034130-115	14
R441-034130-130	14
R441-034130-145	14
R441-034130-200	17
R441-034130-207	17
R441-034130-215	17
R441-034130-230	17
R441-034130-245	17
R441-034130-307	17
R441-034130-315	17
R441-034130-330	17
R441-034130-345	17
R441-034130-400	15
R441-034130-407	15
R441-034130-415	15
R441-034130-430	15
R441-034130-445	15
R441-034130-545	24
R441-034130-590	24
R441-034130-607	15
R441-034130-615	15
R441-034130-630	15
R441-034130-645	15
R441-034130-745	24
R441-034130-790	24

R442	
R442-028130-000	16
R442-028130-007	16
R442-028130-015	16
R442-028130-030	16
R442-028130-045	16
R442-028130-107	16
R442-028130-115	16
R442-028130-130	16
R442-028130-145	16
R442-034130-000	16
R442-034130-007	16
R442-034130-015	16
R442-034130-030	16

R442-034130-045	16
R442-034130-107	16
R442-034130-115	16
R442-034130-130	16
R442-034130-145	16

R443

R443-034130-000	19
R443-034130-007	19
R443-034130-015	19
R443-034130-030	19
R443-034130-045	19
R443-034130-107	19
R443-034130-115	19
R443-034130-130	19
R443-034130-145	19
R443-034130-200	19
R443-034130-207	19
R443-034130-215	19
R443-034130-230	19
R443-034130-245	19
R443-034130-307	19
R443-034130-315	19
R443-034130-330	19
R443-034130-345	19
R443-034130-507	25
R443-034130-515	25
R443-034130-530	25
R443-034130-545	25
R443-034130-590	25
R443-034130-607	25
R443-034130-615	25
R443-034130-630	25
R443-034130-645	25
R443-034130-707	25
R443-034130-715	25
R443-034130-730	25
R443-034130-745	25
R443-034130-790	25
R443-034130-807	25
R443-034130-815	25
R443-034130-830	25
R443-034130-845	25

R444

R444-034130-000	18
R444-034130-007	18
R444-034130-015	18
R444-034130-030	18
R444-034130-045	18
R444-034130-107	18
R444-034130-115	18
R444-034130-130	18
R444-034130-145	18
R444-034130-200	18
R444-034130-207	18
R444-034130-215	18
R444-034130-230	18
R444-034130-245	18
R444-034130-307	18
R444-034130-315	18
R444-034130-330	18
R444-034130-445	23

R446

R446-034130-000	20
R446-034130-007	20
R446-034130-015	20
R446-034130-030	20
R446-034130-045	20
R446-034130-107	20
R446-034130-115	20
R446-034130-130	20
R446-034130-145	20
R446-034130-200	20
R446-034130-207	20
R446-034130-215	20
R446-034130-230	20
R446-034130-245	20
R446-034130-307	20
R446-034130-315	20
R446-034130-330	20
R446-034130-345	20

R447

R447-034130-000	21
R447-034130-007	21
R447-034130-015	21
R447-034130-030	21
R447-034130-045	21
R447-034130-107	21
R447-034130-115	21
R447-034130-130	21
R447-034130-145	21

R448

R448-034130-000	22
R448-034130-015	22
R448-034130-045	22
R448-034130-145	22
R448-034130-200	22
R448-035130-600	23
R448-035130-800	23

R449

R449-035100-090	26
R449-035100-190	26

R450

R450-028130-000	27
R450-028130-030	27
R450-028130-045	27
R450-028130-130	27
R450-028130-145	27
R450-034130-000	27
R450-034130-030	27
R450-034130-045	27
R450-034130-130	27
R450-034130-145	27
R450-034130-245	27
R450-034130-345	27

R451

R451-034130-000	28
R451-034130-030	28
R451-034130-045	28
R451-034130-130	28

R451-034130-145	28
-----------------	----

R452

R452-034130-001	49
R452-034130-003	49
R452-034130-005	49
R452-034130-006	49
R452-042130-001	49
R452-042130-002	49
R452-042130-003	49
R452-042130-004	49
R452-042130-005	49
R452-042130-006	49
R452-042130-007	49
R452-042130-008	49
R452-042130-010	49
R452-055130-001	49
R452-055130-002	49
R452-055130-003	49
R452-055130-004	49
R452-055130-005	49
R452-055130-006	49
R452-055130-008	49
R452-055130-009	49
R452-055130-010	49

R470

R470-045000-000	40
R470-045083-000	40
R470-045083-001	40
R470-045083-002	40

R471

R471-032070-000	41
R471-032070-003	41
R471-032070-024	41
R471-032070-199	41
R471-045070-000	41
R471-045070-003	41
R471-045070-024	41
R471-045070-199	41

R472

R472-032070-000	41
-----------------	----

R480

R480-020110-000	33
-----------------	----

R481

R481-020110-000	33
-----------------	----

R485

R485-020110-000	33
-----------------	----

R486

R486-020110-000	33
-----------------	----

R487

R487-020110-000	33
-----------------	----

R490

R490-025110-43	42
----------------	----

R490-030110-03	34
R490-030110-05	34
R490-030110-11	34
R490-030110-12	34
R490-030110-13	34
R490-030110-14	34
R490-030110-15	34
R490-030110-16	34
R490-030110-17	35
R490-030110-21	35
R490-030110-31	35
R490-030110-32	35
R490-030110-33	35
R490-030110-43	35
R490-030110-45	35
R490-030110-47	35
R490-030110-51	35
R490-030110-52	35

R492

R492-000000-000	37
R492-030110-00	36
R492-030110-03	36
R492-030110-04	36
R492-030110-11	36
R492-030110-12	36
R492-030110-13	36
R492-030110-14	36
R492-030110-15	36
R492-030110-16	36
R492-030110-17	37
R492-030110-21	37
R492-030110-31	37
R492-030110-32	37
R492-030110-43	37
R492-030110-45	37
R492-030110-47	37
R492-030110-51	37
R492-030110-52	37

R494

R494-030110-03	39
R494-030110-04	39
R494-030110-11	39
R494-030110-12	39
R494-030110-13	39
R494-030110-14	39
R494-030110-15	39
R494-030110-16	39
R494-030110-17	38
R494-030110-21	38
R494-030110-31	38
R494-030110-43	38
R494-030110-45	38
R494-030110-51	39
R494-030110-52	39

RED-800

RED-8002-10	47
RED-8005-2F	47
RED-8005B-3F	47
RED-8008-11H	47

Index Deutsch

A

Antrumstanze	23
Adapter	40
Arthroskope.....	4, 6, 8, 10, 42
Arthroskopieschäfte.....	5, 7, 9, 11
Arthroskopie-Shaver.....	46

B

Biopsiestanzen.....	24, 25, 30
---------------------	------------

C

Container	45
-----------------	----

E

Endoskope	4, 6, 8, 10, 42
-----------------	-----------------

F

Fadenzangen	32
Faßzangen.....	29
Fußschalter.....	47

H

Handstück	47
Hakenschere	27-28
Hakenstanzen.....	12-26
Handinstrumente.....	34-39

I

Inflow Kanüle.....	40
Instrumente für 2. Einstich.....	33, 42

L

Lagerungs- und Sterilisierack.....	45
------------------------------------	----

M

Meniskusretraktor.....	31
------------------------	----

O

Obturator.....	5, 7, 9, 11, 40-42
----------------	--------------------

R

Rotationsmesser und Fräser.....	48-49
Rotationszange.....	26

S

Schere	27-28, 33
Shaver-Konsole	67
Spülkanüle	41
Stanzen	12-26

T

Trokarhülse	5, 7, 9, 11, 42
-------------------	-----------------

Z

Zangen	30-32
Zubehör	44, 45

Index English

A

Accessories	44, 45
Adapter	40
Antrum Punch	23
Arthroscopes	4, 6, 8, 10, 42
Arthroscopic Shaver	46
Arthroscopy Sheath	5, 7, 9, 11

B

Biopsy punch	24, 25, 30
--------------------	------------

C

Container	45
-----------------	----

E

Endoscopes	4, 6, 8, 10, 42
------------------	-----------------

F

Footswitches.....	47
Forceps.....	30-32

G

Grasper	29
---------------	----

H

Hand Instruments.....	34-39
Handpiece	47
Hook Punches.....	12-26
Hook Scissors.....	27-28

I

Inflow Cannula	40
Instruments for 2nd Puncture	33, 42
Irrigation Cannula.....	41

L

Ligature Forceps	32
------------------------	----

M

Meniscus retractor	31
--------------------------	----

O

Obturator.....	5, 7, 9, 11, 40-42
----------------	--------------------

P

Punches.....	12-26
--------------	-------

R

Rotary Punches	26
----------------------	----

S

Scissors	27-28, 33
Shaver Blades & Burrs.....	48-49
Shaver Console.....	46
Storage- and sterilization rack.....	45

T

Trocar Sleeves.....	5, 7, 9, 11, 42
---------------------	-----------------

Index Español

A

Accesorios.....	44, 45
Adaptador.....	40
Artroscopios.....	4, 6, 8, 10, 42

C

Canula de irrigacion	41
Canula Inflow	40
Contenedores.....	45
Consola Shaver.....	47
Cuchillas y fresas rotatorias.....	48-49

E

Endoscopios.....	4, 6, 8, 10, 42
------------------	-----------------

I

Interruptores de pie	47
Instrumentos manuales.....	34-39
Instrumentos para la segunda perforacion.....	33, 42

M

Manga De Trocar	5, 7, 9, 11, 42
-----------------------	-----------------

O

Obturadores	5, 7, 9, 11, 40-42
-------------------	--------------------

P

Perforadore.....	12-26
Pieza de mano.....	47
Pinza Antrum	23
Pinza cortante	12-26
Pinza de biopsia	24, 25, 30
Pinza rotatoria	26
Pinzas	30-32
Pinzas de agarre.....	29
Pinzas para ligadura.....	32

R

Retractor de menisco	31
Soporto para almacenaje y esterilizacion.....	45

S

Shaver artroscópica	46
---------------------------	----

T

Tijera en forma de gancho	27-28
Tijeras	27-28, 33

V

Vainas para artroscopia.....	5, 7, 9, 11
------------------------------	-------------

Hauptkatalog Chirurgische Instrumente
General catalog surgical instruments

Neurochirurgie
Neuro surgery

Plastische Chirurgie
Plastic surgery

HNO
ENT

Container Steriltechnik
Container Sterilization Technique

Endoskopie
Endoscopy

Orthopädie
Orthopedic

HERCULES® Drahtkneifzange
HERCULES® Wire Cutters

Titan Instrumente
Titanium Instruments



Maltepe Mah.
Eski Çırpıcıyolu Sk.
Merter İş Merkezi D Blok
2/21 034234
Zeytinburnu, İstanbul

+90 212 482 71 52
info@redamed.com
